

Набір для відновлення ооцитів з одним просвітом
(Wallace® Single Lumen Oocyte Recovery Systems)

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Ці інструкції стосуються використання наступних продуктів Wallace®:

Код	Опис
ONS1633;ONS1633-500~750	16 г 33 см голка с трансмісійною трубкою
ONS1733;ONS1733-500~750	17 г 33 см голка с трансмісійною трубкою
ONS1833;ONS1833-500~750	18 г 33 см голка с трансмісійною трубкою
ONS1633LL;ONS1633LL-500~750	16 г 33 см голка с трансмісійною трубкою та промивним коннектором
ONS1733LL;ONS1733LL-500~750	17 г 33 см голка с трансмісійною трубкою та промивним коннектором
ONS1833LL;ONS1833LL-500~750	18 г 33 см голка с трансмісійною трубкою та промивним коннектором

Ці інструкції містять важливу інформацію для безпечного використання продукту. Перед використанням даного продукту ознайомтеся з усім вмістом справжніх Інструкцій з використання, включаючи попередження і застереження. Неправильне слідування попередженням, застереженням та інструкціям може призвести до смерті або серйозних травм пацієнта і / або лікаря.

ПРИМІТКА: ПОШИРЮВАТИ ЦЮ ВСТАВКУ ДЛЯ ВСІХ ПРОДУКТІВ.

Попередження:

- ці процедури повинні виконуватися тільки особами, що мають адекватну підготовку і знайомство з цими методами. Проконсультуйтеся з медичною літературою щодо методів, ускладнень і небезпек перед виконанням цих процедур.
- для використання або під керівництвом кваліфікованих осіб відповідно до місцевих керівних принципів, що регулюють запліднення in vitro, якщо це може бути застосовано.
- відмовитися від пошкодженого продукту або упаковки.

ОПИС

Набори **Wallace®** для відновлення ооцитів є одноразовими пристроями, надаються стерильними для ультразвукового, трансвагінального забору ооцитів з фолікулів яєчників.

Пристрої складаються з однопросвітної люмінесцентної голки з нержавіючої сталі з 2 см ехо-маркування на дистальному кінці. До проксимального кінця прикріплені пластикова втулка і набір труб. Набір насосно-компресорних труб складається з трансмісійної трубки, що проходить через силіконовий затиск, і вакуумної сполучної трубки, що проходить через пробій і закінчується з'єднувачем, сумісним з Люером. Коди продуктів з суфіксом LL мають додатковий з'єднувач Люер на переносній трубці, щоб забезпечити можливість промивання пристрою.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Ультразвуковий, трансвагінальний забір ооцитів.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Набір для відновлення ооцитів не повинен використовуватися:

- При наявності або після недавнього запального захворювання органів таза.
- Для внутріфаллопічеських процедур.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ультразвукове обладнання з низьким розрішенням може погіршити видимість голки.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Відновлення ооцитів має проводитися під загальним знеболенням або анестезією.
2. Помістіть пацієнта в положення для літотомії, підготуйте вульву і піхву для повної асептичної техніки і покрийте область стерильними драпіровками.
3. Накрийте ультразвуковий перетворювач стерильною втулкою з невеликою кількістю з'єднувального гелю, який закриває кінець зонда всередині рукава. Введіть в піхву і відскануйте таз, щоб встановити положення матки, розвиток ендометрію, а також кількість і стан фолікулів для аспірації.
4. Видаліть набір для відновлення ооцитів з його упаковки і вставте голку в направляючу голки ультразвукового перетворювача, забезпечивши плавний рух уздовж її довжини.
5. Прикріпіть шприц або вакуумний насос до гнізда, сумісного з Люером, на вакуумній лінії і стерильну трубку для збору силікону. Трансмісивну трубку можна витягнути через вушко, щоб вона досягла дна трубки для збору, запобігаючи пошкодження зони пеллюціда аспірованих ооцитів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Протестуйте систему, щоб переконатися, що всі з'єднання міцні і потік може бути досягнутий. Несправність системи може призвести до нездатності отримати необхідний зразок і / або до пошкодження тканини.

6. Вставте ультразвуковий перетворювач і голку в піхву і направте зонд до заднього латерального аспекту піхви. Маніпулюйте зондом, поки фолікули не опиняться в безпосередній близькості від голки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Невикористання ультразвуку для виявлення фолікулів може привести до нездатності отримати необхідний зразок і / або пошкодження тканини.

7. Просуньте голку в найближчий фолікул. Якщо яєчники мобільні, натисніть в надлобковій області і введіть в фолікули різким рухом. Коли наконечник голки можна побачити в фолікулі, всмоктуйте вміст до спорожнення, використовуючи або шприц, або вакуумний насос, прикріплений до набору. Нижнє маніпулювання фолікулом може сприяти відділенню ооцитів від стінки фолікула.
8. Якщо потрібно промивання, пробка повинна бути видалена із збірної труби. Шприц, що містить промивне середовище, можна підключити до з'єднувача Люера і промити фолікул. По завершенні промивання шприц повинен бути вилучений, а пробка знову приєднана до збірної труби. Потім слід повторити аспірацію фолікула.
9. Повторіть для всіх фолікулів в яєчнику. Щоб звести до мінімуму травму і можливу кровотечу, тримайте кінчик голки в яєчнику між напрямками.
10. Видаліть збірну трубку із силіконового чохла при повному завантаженні. Замініть нову стерильну трубку для збору.
11. Коли все фолікули в одному яєчнику відсмоктуються, повторіть процедуру з іншим яєчником. Коли всі доступні фолікули будуть спустошені, видаліть будь-яку кров або рідину, які присутні в сумці Дугласа.
12. Вийміть датчик і голку, перевірте піхву на наявність ознак кровотечі і дайте пацієнту відпочити. Якщо є вагінальна кровотеча після збору, натисніть губкою і щипцями або використовуйте поглинаючий шов, якщо кровотеча зберігається.

13. Утилізуйте голку відповідно до практики використання місцевих медичних небезпечних відходів.

Вищевказані інструкції тільки рекомендуються для використання. Остаточне рішення по використанню методикою лежить на відповідальності клініки.

Уоллес, дизайнерський знак Уоллеса і знак дизайну Smiths Medical є товарними знаками Smiths Medical. Символ ® вказує, що товарний знак зареєстрований у відомстві США по патентах і товарних знаків і в деяких інших країнах. Всі інші згадувані імена і марки є торговими назвами, товарними знаками або знаками обслуговування їх відповідних власників.

© 2015 Smiths Medical. All rights reserved.

Одноразового використання.

Не застосовувати препарат повторно. Медичні пристрої вимагають специфічних характеристик матеріалу для виконання, як передбачалося. Ці характеристики були перевірені тільки для одного використання. Будь-яка спроба повторної обробки пристрою для подальшого повторного використання може негативно вплинути на цілісність пристрою або призвести до погіршення продуктивності. Пристрій стерильний, якщо контейнер не відкритий або не пошкоджений. Знищити після одноразового використання. Не піддавайте повторній стерилізації.

Символ	Позначення
	"Дата виготовлення"
	"Не використовувати при пошкодженій упаковці"
	"Повторно використовувати заборонено"
	"Використати до"
 партія	"Код партії"
	Номер з каталогу
 стерильно	Метод стерилізації під час якого використовують оксид етілену
	Не містить натуральний гумовий латекс
	Кількість
	Засторога! Ознайомитися із супровідними документами Увага, дивись інструкцію з використання
	Тримати подалі від сонячних променів
	Тримати сухим
	Виробник