

Enthält
Humanalbuminlösung (HAS)
Rekombinantes Humaninsulin
Gentamicinsulfat 10 µg/ml

Qualitätskontrolltests
Sterilitätstest (Ph.Eur., USP)
Endotoxintest ≤ 0,2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
HSA-Analyse (Ph.Eur., USP)
Spermienmotilitätstest
Spermienüberlebenstest
Hinweis: Die Ergebnisse für jede Charge werden in einem Analysenzertifikat aufgeführt, das unter www.origio.com zur Verfügung steht.

Vorschriften zu Lagerung und Stabilität
Die Produkte werden aseptisch verarbeitet und steril geliefert.
Im Originalbehälter bei 2-8 °C und lichtgeschützt lagern.
Nicht einfrieren.
Das Produkt muss nach dem Öffnen innerhalb von 7 Tagen verwendet werden.
Bei Lagerung gemäß den Herstellervorschriften ist das Produkt bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum stabil.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise
Das Produkt nicht benutzen, wenn:
1. Die Produktverpackung oder der Verschluss beschädigt ist.
2. Das Verfallsdatum überschritten ist.
3. Das Produkt sich verfärbt, trüb wird oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination aufweist.

Vorsicht: Alle Blutproben sind als potenziell infektiös zu behandeln.
Alle Ausgangsmaterialien, die zur Herstellung dieses Produkts verwendet wurden, sind auf HBsAg getestet und als darauf nicht reaktiv befunden sowie auf Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV und HCV getestet und als negativ befunden worden.
Darüber hinaus sind die Ausgangsmaterialien auf Parvovirus B19 getestet worden, und es wurden keine erhöhten Werte gefunden.
Keine heute bekannte Testmethode kann als Garantie dafür dienen, dass ein aus menschlichem Blut gewonnenes Produkt keine Krankheitserreger überträgt.

Hinweis: Aufgrund der physikalischen Eigenschaften von PVP kann sich die Viskosität der Chargen geringfügig unterscheiden.
Die Anwesenheit von Humanalbuminlösung (HAS) kann gelegentlich zu einem geringen Niederschlag im Medium führen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Rückverfolgbarkeit dieses Produkts gewährleistet sein muss.
Unter Umständen gibt es in Ihrem Land zusätzliche gesetzliche Anforderungen.

Hinweis: Dieses Produkt darf nur mit Medizinprodukten verwendet werden, die für den bestimmten Zweck vorgesehen sind.

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von medizinischen Abfällen.

Hinweise zum Gebrauch
1. PVP Clinical Grade und bevorzugtes Holding Medium aus dem Kühlschrank (2-8 °C) nehmen und 10 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen.
2. Je nach Anzahl der Oozyten für die Injektion entsprechende Anzahl von 10 µl Tropfen Holding Medium auf den Boden der ICSI-Schale pipettieren.
3. In die Mitte derselben Schale ein 5-10-µl-Tröpfchen PVP Clinical Grade geben.
4. Mit vorab äquilibriertem Liquid Paraffin abdecken und die Schale vor der Benutzung 30 Minuten in eine Umgebung mit 5-6 % CO₂ bei 37 °C inkubieren.
5. 2 µl vorbereitetes und gewaschenes Sperma zum Tröpfchen PVP Clinical Grade geben. Das PVP Medium reduziert die Spermienbeweglichkeit und erleichtert das Erfassen und Aufnehmen eines einzelnen Spermatozoons mit der Injektionspipette.

el - ελληνικά

Για την επιβράδυνση της κίνησης των σπερματοζωαρίων κατά τη μικρογονιμοποίηση (ICSI).

Το προϊόν αυτό προορίζεται για τη θεραπεία με ART (τεχνολογία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής) ανεξάρτητα από το αν η υπογονιμοποίηση οφείλεται στον άντρα ή στη γυναίκα. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες εκπαιδευμένους στην ART.

Περιέχει
Διάλυμα ανθρώπινης λευκωματίνης (HAS)
Ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ινσουλίνη
Θεϊκή γενταμικίνη 10 µg/ml

Δοκιμή ποιοτικού ελέγχου
Δοκιμασία στειρότητας (Ph.Eur., USP)
Έλεγχος ενδοτοξίνης ≤ 0,2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
Ανάλυση HSA (Ph.Eur., USP)
Έλεγχος για την κινητικότητα του σπέρματος
Έλεγχος για τη βιωσιμότητα του σπέρματος
Σημείωση: Τα αποτελέσματα κάθε παρτίδας αναφέρονται σε ένα ποσοποιοτικό ανάλυσης, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.origio.com.

Οδηγίες φύλαξης και σταθερότητα
Τα προϊόντα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό άσηπτες συνθήκες και παρέχονται αποστείρωµένα.
Φυλάσσετε το προϊόν στον αρχικό περιέκτη του, σε θερμοκρασία 2-8°C, προστατευμένο από το φως.
Μην καταψύχετε.
Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 7 ημερών αφού ανοιχθεί.
Όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, το προϊόν παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν:
1. Η συσκευασία του προϊόντος φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά ή εάν η σφράγιση είναι κατεστραμμένη.
2. Έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.
3. Το προϊόν αποχρωματίζεται, θολώνει ή παρουσιάζει οποιαδήποτε ένδειξη μικροβιακής μόλυνσης.

Προσοχή: Όλα τα προϊόντα αίματος πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικώς μολυσματικά. Το πηγαίο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή αυτού του προϊόντος, ελέγχθηκε και βρέθηκε μη αντιδραστικό στο HBsAg και αρνητικό για τα Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV και HCV. Επίσης, το πηγαίο υλικό έχει ελεγχθεί για τον παρβίο B19 και έχει βρεθεί αρνητικό. Καμία γνωστή μέθοδος ελέγχου δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πλήρως ότι προϊόντα που προέρχονται από ανθρώπινο αίμα δεν θα μεταδώσουν μολυσματικούς παράγοντες.

Σημείωση: Λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών του PVP, μπορεί να προκύψουν μικρές διαφορές στο ιώδες του υλικού μεταξύ των παρτίδων. Η παρουσία διαλυμένων ανθρώπινων λευκωματίνης (HAS) ενίοτε μπορεί να προκαλέσει μικρού βαθμού κατακρήμνιση του θρεπτικού υλικού.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι απαιτείται ιχνηλασιμότητα του εν λόγω προϊόντος. Επιπλέον, ενδέχεται να ισχύουν ιδιαίτερες νομικές απαιτήσεις στη χώρα σας όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα.

Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με συσκευές που προορίζονται για τη συγκεκριμένη χρήση.

Σημείωση: Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς για την απορρίψη ιατρικών συσκευών.

Οδηγίες χρήσης

- Βγάλετε το PVP Clinical Grade και το θρεπτικό υλικό της αρσεκίας σας από το ψυγείο (2-8°C) και αφήστε τα σε θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά.
- Ανάλογα με τον αριθμό των ωκυττάρων που πρόκειται να γονιμοποιηθούν, τοποθετήστε με πιπέτα τον κατάλληλο αριθμό σταγόνων των 10 µl από θρεπτικό υλικό στον πυθμένα του τρυβλίου ICSI.
- Στο μέσον του ίδιου τρυβλίου, τοποθετήστε μια σταγόνα των 5-10 µl από PVP Clinical Grade.
- Καλύψτε με προεξισοροπημένο υλικό Liquid Paraffin και τοποθετείστε το τρυβλίο σε περιβάλλον 5-6% CO₂ σε θερμοκρασία 37°C για 30 λεπτά πριν από τη χρήση.
- Τοποθετήστε 2 µl παρασκευασμένου και πλυμένου σπέρματος μέσα στη σταγόνα του PVP Clinical Grade. Το PVP θα μειώσει την κινητικότητα του σπέρματος και θα διευκολύνει τη σύλληψη και την τοποθέτηση ενός μόνο σπερματοζωαρίου στην πιπέτα μικρογονιμοποίησης (πιπέτα έγχυσης).

en - english

For slowing down the movement of the spermatozoa for ICSI.

This product is for ART treatment, whether the cause of infertility is male or female. The product should only be used by professionals trained in ART treatment.

Contains
Human albumin solution (HAS)
Recombinant human insulin
Gentamicin sulphate 10 µg/ml

Quality control testing
Sterility tested (Ph.Eur., USP)
Endotoxin tested ≤ 0.2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
HSA analysis (Ph.Eur., USP)
Sperm motility tested
Sperm survival tested
Note: The results of each batch are stated on a Certificate of Analysis, which is available at www.origio.com.

Storage instructions and stability
The products are aseptically processed and supplied sterile.
Store in original container at 2-8 °C, protected from light.
Do not freeze.
The product is to be used within 7 days after opening.

When stored as directed by the manufacturer the product is stable until the expiry date shown on the label.

Precautions and warnings
Do not use the product if:
1. Product packaging appears damaged or if the seal is broken.
2. Expiry date has been exceeded.
3. The product becomes discoloured, cloudy, turbid, or shows any evidence of microbial contamination.

Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. The source material used to manufacture this product was tested and found non-reactive for HBsAg and negative for Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV, and HCV. Furthermore, source material has been tested for parvovirus B19 and found to be non-elevated. No known test methods can offer assurances that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

Note: Due to the native physical characteristics of PVP, small variations in viscosity may occur between batches. The presence of human albumin solution (HAS) may occasionally cause a small amount of precipitation in the medium.

Note: Please note the need for traceability of this product. In addition, national legal requirements for this field may exist in your country.

Note: Only to be used in combination with other devices intended for the particular purpose.

Note: Dispose of the device in accordance with local regulations for disposal of medical devices.

Instructions for use
1. Remove PVP Clinical Grade and preferred holding medium from storage at 2-8°C and leave at room temperature for 10 minutes.
2. Depending on the number of oocytes for injection, pipette a corresponding number of 10 µl droplets of holding medium onto the bottom of the ICSI dish.
3. In the middle of the same dish place a 5-10 µl droplet of PVP Clinical Grade.
4. Cover with pre-equilibrated Liquid Paraffin and place the dish in a 5-6% CO₂ environment at 37°C for 30 minutes prior to use.
5. Introduce 2 µl of prepared and washed sperm to the droplet of PVP Clinical Grade. The PVP will reduce the motility of the sperm and facilitate the capture and loading of a single spermatozoon in the injection pipette.

es - español

Para ralentizar el movimiento de los espermatozoides utilizados en la ICSI.

Este producto está destinado a tratamientos mediante Técnicas de Reproducción Asistida, tanto si la causa de la infertilidad es masculina como femenina. Solo deberán utilizarlo profesionales con formación en Técnicas de Reproducción Asistida.

Contiene
Solución de albúmina humana (HAS)
Insulina humana recombinante
Sulfato de gentamicina 10 µg/ml

Análisis de control de calidad
Esterilidad comprobada (Ph.Eur., USP)
Endotoxinas comprobadas ≤ 0,2 UE/ml (Ph.Eur., USP)
Análisis HSA (Ph.Eur., USP)
Motilidad de los espermatozoides comprobada
Supervivencia de los espermatozoides comprobada
Nota: Los resultados de cada lote se indican en un certificado de análisis, que puede consultarse en www.origio.com.

Instrucciones de conservación y estabilidad
Los productos se procesan en condiciones asepticas y se suministran estériles.
Conservar en el envase original a 2-8 °C y protegido de la luz.
No congelar.
Utilizar el producto en los siete días siguientes a su apertura.
Cuando se conserva siguiendo las instrucciones del fabricante, el producto se mantiene estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Precauciones y advertencias
No utilizar el producto si:
1. El envase parece dañado o el precinto está roto.
2. Ha caducado.
3. El producto se decolora, se pone turbio o muestra signos de contaminación microbiana.

Precaución: Todos los hemoderivados deben tratarse como productos potencialmente infecciosos. El material original utilizado para fabricar este producto presentó un resultado no reactivo para AgHBs y resultados negativos para anticuerpos anti-VIH-1/-2, VIH-1, VHB y VHC en los análisis realizados. Además, el material original presentó resultados no elevados en el análisis para parvovirus B19. Ningún método de análisis conocido puede ofrecer la seguridad de que los hemoderivados de sangre humana no transmitirán agentes infecciosos.

Nota: Debido a las características físicas inherentes del PVP, la viscosidad puede variar ligeramente entre los lotes. La presencia de la solución de albúmina humana (HAS) puede causar de vez en cuando una ligera precipitación en el medio.

Nota: Tenga en cuenta la necesidad de trazabilidad de este producto. Además, puede que en su país existan requisitos legales relativos a este campo.

Nota: Solo debe utilizarse en combinación con otros dispositivos diseñados para el fin previsto.

Nota: Elimine el dispositivo con arreglo a la normativa local para la eliminación de dispositivos médicos.

Instrucciones de uso
1. Extraiga el PVP Clinical Grade y el medio de mantenimiento que elija del lugar de conservación a 2-8 °C y déjelos a temperatura ambiente durante 10 minutos.
2. En función del número de oocitos que se vaya a inyectar, pipetee un número igual de gotas de 10 µl de medio de mantenimiento en el fondo de la placa de la ICSI.
3. En el medio de la misma placa, coloque una gota de 5-10 µl de PVP Clinical Grade.
4. Cubra con Liquid Paraffin previamente equilibrada y coloque la placa en una atmósfera de CO₂ al 5-6 % y a 37 °C durante 30 minutos antes de su uso.
5. Introduzca 2 µl de semen lavado y preparado en la gota de PVP Clinical Grade. El PVP reducirá la movilidad de los espermatozoides y facilitará la captura y carga de un único espermatozoide en la pipeta de inyección.

et - eesti

Spermatsoidide liikumise aeglustamiseks ICSI jaoks.

Antud preparaat on ette nähtud ART-raviks, sõltumata sellest, kas viljatuse all kannatab mees või naine. Preparaati tohivad patsiendid ravimiseks kasutada ainult spetsialistid, kes on läbinud koolituse ART-ravi kohta.

Kuustis
Inimese albumiini lahus (HAS)
Rekombinantne inimese insuliin
Gentamüünsulfaat, 10 µg/ml

Kvaliteedikontroll
Steriilsuskontroll (Ph.Eur., USP)
Endotoksiini analüüs ≤ 0,2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
HSA analüüs (Ph.Eur., USP)
Spermide liikuvus kontrollitud
Spermide ellujäävus kontrollitud
Märkus: Iga partii analüüside tulemused on märgitud analüüside tunnistuses, mis on kättesaadav veebilehel www.origio.com.

Hoiutingimused ja stabiilsus
Preparaate töödeldakse aseptiliselt ja tarnitakse steriilsena.
Hoida originaalpakendis temperatuuril 2–8 °C, valguse eest kaitstud kohas.
Mitte külmutada.
Preparaati tuleb kasutada 7 päeva jooksul alates avamise hetkest.
Tootja soovitus kohaselt säilitamise korral on preparaat stabiilne kuni säilivusaja lõppemiseni, mis on märgitud etiketil.

Ettevaatusabinõud ja hoiatused
Ärge kasutage preparaati järgmistel juhtudel:
1. Preparaadi pakend näib rikutuna või tihend on kahjustatud.
2. Säilivusaeg on möödunud.
3. Preparaat on muutnud värvi, muutunud häguseks või soagaseks või on näha mikroobidega saastumise tunnuseid.

Ettevaatust: Köiki verepreparaate tuleb käsitleda potentsiaalselt nakkusohikuna. Antud preparaadi tootmiseks kasutatud lähtematerjali on testitud ja leitud olevat mittereaktiivne HBsAg suhtes ja negatiivne Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV ja HCV suhtes. Lisaks on lähtematerjal katsetatud parvoviiruse B19 suhtes ja leitud olevat passiivne. Ükski teadaolev katsemeetod ei saa anda garantii, et inimverest saadud preparaadid ei hakka üle kandma nakkustekitajaid.

Märkus: PVP kohalike füüsilaliste omaduste tõttu võivad partiide vahel ilmned a vähemärgatavad variatsioonid viskoossuses. Inimese albumiini lahuse (HAS) olemasolu võib aeg-ajalt keskkonnas põhjustada vähesel hulgal sadestumist.

Märkus: Pange tähele, et preparaat peab olema jälgitav. Lisaks võivad selles valdkonnas kehtida riiklikud juriidilised nõuded.

Märkus: Kasutada ainult koos seadmetega, mis on selleks otstarbeks ette nähtud.

Märkus: Kõrvaldage seade vastavalt meditsiiniseadmete kõrvaldamise kohalikele eeskirjadele.

Kasutusjuhised
1. Eemaldage PVP Clinical Grade ja eelistatud hoidmise keskkond hoidlast 2–8 °C juures ning jätke 10 minutiks toatemperatuurile.
2. Sõltuvalt süstimise jaoks mõeldud ootsüütidest arvust asetage pipetiga ICSI tassi põhja vastav arv hoidmise keskkonna tilkasid mahuga 10 µl.
3. Sama tassi keskmesse asetage preparaadi PVP Clinical Grade tilk mahuga 5–10 µl.
4. Katke eelatsakaalustatud preparaadiga Liquid Paraffin ning asetage tass enne kasutamist 30 minutiks temperatuuril 37 °C keskkonda, kus CO₂ sisaldus on 5–6%.
5. Juhtige 2 µl ettevalmistatud ja pestud spermat preparaadi PVP Clinical Grade tilka. PVP vähendab sperma liikumisvõimelisust ja hõlbustab üksiku spermatsoidi haaramist ja laadimist süstimispipetis.

fr - français

Pour le ralentissement du mouvement des spermatozoïdes, nécessaire à l'ICSI.

Ce produit est destiné à la PMA, qu'il s'agisse d'un cas d'infertilité masculine ou féminine. Il ne doit être utilisé que par des professionnels formés à la PMA.

Contient
Solution d'albumine humaine (SAH)
Insuline humaine recombinée
Sulfate de gentamicine 10 µg/ml

Tests de contrôle de la qualité
Test de stérilité (Ph.Eur., USP)
Test d'endotoxine ≤ 0,2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
Test de solution d'albumine humaine (Ph.Eur., USP)

Test de motilité des spermatozoïdes
Test de survie des spermatozoïdes
Remarque : Les résultats d'analyse de chaque lot font l'objet d'un certificat disponible sur le site www.origio.com.

Stabilité et consignes de conservation
Les produits fournis suivent des procédés de fabrication aseptiques et sont fournis stériles.
Conservér les produits dans leur conditionnement d'origine, entre 2 et 8 °C, à l'abri de la lumière.
Ne pas congeler.
Ce produit doit être utilisé dans les 7 jours suivant son ouverture.
Lorsque le produit est stocké conformément aux conditions de conservation préconisées par le fabricant, il reste stable jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'étiquette.

Précautions et avertissements
Ne pas utiliser le produit dans les cas suivants :
1. L'emballage du produit semble endommagé ou le sceau de sécurité est brisé.
2. La date de péremption est dépassée.
3. Le produit se décolore, devient trouble, turbide ou montre des signes de contamination microbienne.

Attention : Tous les produits sanguins doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Le matériel de base utilisé pour la préparation de ce produit a fait l'objet d'une recherche de l'antigène Hbs, des anticorps anti-VIH-1/-2, anti-VHB et anti-VHC, qui a conduit à un résultat négatif. En outre, le matériel de base a été testé pour les anticorps anti-parvovirus B19 et leur taux n'était pas élevé. Aucune méthode d'analyse connue ne permet d'exclure totalement le risque infectieux que présentent les dérivés de sang humain.

Remarque : En raison des caractéristiques physiques originales du PVP, les lots peuvent présenter de petites variations de viscosité. La présence de solution d'albumine humaine (SAH) peut de temps à autre provoquer une petite quantité de précipitation dans le milieu.

Remarque : Il est nécessaire d'assurer la traçabilité de ce produit. En outre, des exigences juridiques nationales peuvent s'appliquer à ce domaine selon votre pays.

Remarque : Utiliser seulement avec des appareils prévus à cette fin spécifique.

Remarque : Jeter l'ensemble du dispositif après usage conformément à la réglementation en vigueur sur l'élimination des dispositifs médicaux.

Mode d'emploi
1. Retirer PVP Clinical Grade et le milieu de conservation préféré de l'entreposage à 2 à 8 °C et laisser reposer à la température ambiante pendant 10 minutes.
2. Selon le nombre d'ovocytes à injecter, pipeter un nombre correspondant gouttelettes de 10 µl du milieu de conservation au fond de la boîte à ICSI.
3. Au milieu de cette même boîte, placer une gouttelette de 5 à 10 µl de PVP Clinical Grade.
4. Recouvrir de Liquid Paraffin pré-équilibré et placer la boîte dans un environnement avec 5 à 6 % de CO₂ à 37 °C pendant 30 minutes avant utilisation.
5. Déposer 2 µl de spermatozoïdes préparés et lavés dans la gouttelette de PVP Clinical Grade. Le PVP réduit la mobilité des spermatozoïdes et facilite la capture et la saisie d'un seul spermatozoïde dans la pipette d'injection.

hr - hrvatski

Za usporavanje kretanja spermija za ICSI.

Ovaj preparat namijenjen je za postupak MPO, neovisno o tome je li neplodan muškarac ili žena.
Proizvod smiju koristiti isključivo stručnjaci koji su obučeni za provedbu postupka medicinski pomognute oplodnje (MPO).

Sadrži
Otopina ljudskog albumina (HAS)
Rekombinirani ljudski inzulin
Gentamicin sulfat 10 µg/ml

Kontrola kvalitete
Izvršena provjera sterilnosti (Ph.Eur., USP)
Utvrdena količina endotoksina ≤ 0,2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
Analiza ljudskog serum albumina (HSA) (Ph.Eur., USP)
Izvršeno testiranje pokretljivosti spermija
Izvršeno testiranje vremena preživljavanja spermija

Napomena: Rezultati testiranja svake serije navedeni su u Certifikatu analize koji je dostupan na mrežnim stranicama www.origio.com.

Stabilnost proizvoda i uvjeti njegovog skladištenja
Proizvod su aseptički obrađen i isporučuju se sterilizirani.
Čuvajte proizvod u originalnom pakiranju na temperaturi od 2 do 8 °C kako biste ga zaštitili od izloženosti svjetlosti.
Ne zamrzavati.
Proizvod upotrijebite unutar 7 dana od prvog otvaranja.
Proizvod će biti stabilan do isteka roka valjanosti koji je naveden na naljepnici, ako se čuva prema uputama proizvođača.

Mjere opreza i upozorenja
Ne upotrebljavajte proizvod ako je:
1. Pakiranje proizvoda oštećeno ili je poklopac na bočici polomljen.
2. Istekao je rok valjanosti.
3. Proizvod postaje bezbojan, zamućen, mutan ili ako zamijetite znakove mikrobnе kontaminacije proizvoda.

Oprez: Sve krvne pripravke treba tretirati kao potencijalno zarazne. Polazni materijal / sirovina koja se koristi za proizvodnju ovog proizvoda testirana je, ispitana je prisutnost markera HBsAg te su provedena potvrdna testiranja Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV i HCV čiji su rezultati bili negativni. Osim toga, u polaznom materijalu / sirovini koja je testirana na parovirus B19 nisu pronađene njegove povećane količine. Nema pouzdanih metoda ispitivanja koje bi moge jamčiti da proizvodi koji su pripravljeni iz ljudske krvi neće prenijeti infektivne agense.

Napomena: Zbog fizičkih osobina PVP-a mogu se pojaviti male varijacije u viskozitetu između serija proizvoda. Pored toga, u pojedinim zemljama postoje određeni zakonski propisi koji se odnose na ovo područje.

Napomena: Naša je obaveza provoditi postupak sljedivosti ovog proizvoda. Pored toga, u pojedinim zemljama postoje određeni zakonski propisi koji se odnose na ovo područje.

Napomena: Smije se koristiti samo u kombinaciji s drugim uređajima namijenjenim za ovu svrhu.

Napomena: Uredaj je potrebno odložiti u skladu s lokalnim propisima o medicinskom otpadu.

Upute za uporabu
1. Izvadite PVP Clinical Grade i željeni pričuveni medij iz spremnika na 2-8°C i ostavite na sobnoj temperaturi 10 minuta.
2. Ovisno o broju jajnih stanica za ubrizgavanje, pipetirajte odgovarajući broj od kapljica od 10 µl medija za čuvanje na dno ICSI posude.
3. U sredinu iste posude postavite 5-10 µl kapljica PVP Clinical Grade-a.
4. Prekrijte prethodno uravnoteženim Liquid Paraffin-om i stavite posudu u atmosferu s 5-6% CO₂ na 37°C, na 30 minuta prije uporabe.
5. Unesite 2 µl pripremljene i isprane sperme u kapljicu proizvoda PVP Clinical Grade. PVP će smanjiti pokretljivost sperme i omogućiti zahvaćanje i punjenje pojedinog spermija u pipetu za ubrizgavanje.

hu - magyar

A spermiumok mozgásának lassításához ICSI-nél.

Ez a termék női vagy férfi mesterséges megtermékenyítési eljárások (ART) elvégzésére használható. A terméket kizárólag mesterséges megtermékenyítési eljárások (ART) elvégzésében jártas szakemberek használhatják.

Összetétel
Emberi albumin oldat (HAS)
Rekombináns human inzulin
Gentamicin-szulfát 10 µg/ml

Minőség-ellenőrző vizsgálat
Sterilitásvizsgálat megtörtént (Ph.Eur., USP)
Endotoxin-vizsgálat megtörtént, ≤ 0,2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
HSA-analízis (Ph.Eur., USP)
Hímivarsejt-motilitási vizsgálat megtörtént
Hímivarsejt-túlélési vizsgálat megtörtént
Megjegyzés: Az egyes tételek eredményei megtalálhatók a Minőségi bizonylaton, amely letölthető a www.origio.com weboldáról.

Tárolásra vonatkozó utasítások és stabilitás

A termék feldolgozása aszeptikus technikával történt. A leszállított termékek sterielek.
Eredeti csomagolásban 2–8 °C-on, fénytől védve tárolandó.
Nem fagyasztható!
A készítményt felbontás után 7 napon belül fel kell használni.
A gyártó utasításainak megfelelő tárolás esetén a készítmény a címkeken jelzett lejárati időig őrzi meg a minőségét.

Övintézkedések és figyelmeztetések
Ne használja a készítményt, ha:
1. A csomagolás láthatóan sérült vagy bontott.
2. A szavatossági ideje lejárt.
3. A készítmény elszíneződött, opálos, zavaros, vagy mikrobiológiai szennyeződés jeleit mutatja.

Figyelem: Minden vérkészítményt potenciálisan fertőző anyagként kell kezelni!
A készítmény előállításához felhasznált alapanyag a bevizsgálás során HBsAg tekintetében nem reaktívnak, anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV és HCV tekintetében pedig negatívnak bizonyult. Ezenkívül az alapanyagot parvovírus B19 kórokozóra is vizsgálták, és nem találtak emelkedett értéket. Semmilyen ismert teszt nem biztosít teljes garanciát arra, hogy az emberi vérből előállított készítmények nem tartalmaznak fertőző ágenseket.

Megjegyzés: A PVP fizikai tulajdonságainak köszönhetően kis viszkozitás eltérések tapasztalhatók az egyes tételek között. Az emberi albumin oldat (HAS) jelenléte időnként kis mennyiségű lecsapódást okozhat a közegben.

Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy a készítményt nyomom követhető módon kell felhasználni. Ezenkívül az Ön országában erre a területre vonatkozóan egyéb jogszabályok is hatályban lehetnek.

Megjegyzés: Csak az adott célra alkalmas más eszközökkel kombinálva használható.

Megjegyzés: Az orvosi eszközök megsemmisítésére vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg az eszközt.

Használati útmutató
1. Vegye ki a PVP Clinical Grade-t és az előnyben részesített tartóközeget a 2-8°C-os tárolásról és hagyja 10 percig szobahőmérsékleten.
2. A befecskendezésre váró petesejtek számától függően pipettázzon megfelelő mennyiségű 10 µl tartóközeg cseppet az ICSI edény aljára.
3. Ugyanazon edény közepére helyezzen 5-10 µl-es PVP Clinical Grade cseppet.
4. Azonnal fedje le az edényt előre kiegyenlített Liquid Paraffin-nal és használat előtt helyezze 5-6%-os CO₂ környezetbe 37°C-on 30 percere.
5. Vigyen 2 µl előkészített és megmosott spermiumot a PVP Clinical Grade cseppbe. A PVP csökkenti a spermium motilitását és elősegíti egyetlen spermium megfogását és betöltését a befecskendező pipettába.

is - íslenska

Til að hægja á hreyfingu sæðfrumna fyrir ICSI.

Petta lyf er ætlað til glasafrjóvgunar (ART), hvort sem orsök ófrjósemi liggur hjá konu eða karli. Þessa vöru skyldu þeir einir nota sem hlutið hafa þjálfun í glasafrjóvgun (ART).

Inniheldur
Albúmínlausn úr mönnum (HAS)
Raðbrigða insúlín úr mönnum
Gentamínsúlfat 10 µg/ml

0719-08 Ver. 8: 2017.Jan.20 2/2	
PVP Clinical Grade	

Varnaðarorð og **varúðarreglur**

Ekki má nota lyfið ef:

- Umbúðir vírðast skemmdar eða ef innsigli er rofið.
- Komið er fram yfir fyrningardagsetningu.
- Lyfið er upplitað, skýjað, gruggugt eða sýnir einhver merki um órverumengun.



Vörðurun: Meðhöndla skal allar vörur með blöðbáttum sem hugsanlega smitbera. Upprunaefnið sem notað var við framleiðslu lyfsins var prófað og reyndist ónæmt fyrir HBsAg og neikvætt fyrir and-HIV-1/-2, HIV-1, HBV og HCV. Auk þess var upprunaefnið prófað fyrir parvóveiru B19 og sýndi ekki hækkuð gildi. Engin próf eru þekkt sem geta tryggt það að lyf unnin úr blóði manna beri ekki smitefni.

Athugið: Vegna eðlislægra sérkenna PVP getur verið smávægilegur munur á seigju milli framleiðsluota.
Albúminlausn úr mönnum (HAS) sem fyrir hendi er getur stöðu sinnum orsakað smávegis útfellingar í ætinu.

Athugið: Athugið að tryggja verður rekjanleika vörunnar. Til viðbótar kunna lög viðkomandi lands að taka til þessa sviðs.

Athugið: Aðeins skyldi nota þennan búnað með tækjum sem ætluð eru til þessara nota.

Athugið: Búnaðinum skal farga samkvæmt staðbundnum reglugerðum um förgun lækningatækja.

Notkunarlíðiðbeiningar

- Takið PVP Clinical Grade og það geymsluæti sem helst skal nota fram úr geymslustað sínum við 2-8°C og hafið við herbergishita í 10 mínútur.
- Allt eftir því hve mörgum eggfrumum á að dæla skal pipettara samsvarandi fjölda 10 µl dropa af geymsluæti ofan á botn ICSI skálar.
- Í miðju þessarar skálar skal setja 5-10 µl dropa af PVP Clinical Grade.
- Hylið með forjafnvægisstilla Liquid Paraffin og settið skálina í 5-6% CO₂ umhverfi við 37°C í 30 mínútur fyrir notkun.
- Komið 2 µl af blóðinu og þvegnu sæði á dropann af PVP Clinical Grade. PVP dregur úr hreyfanleika sæðisins og gerir það auðveldara að fanga og flytja einstaka sæðfrumu upp í pipettu til inndælingar.

it - italiano

Per rallentare il movimento degli spermatozoi per la procedura ICSI.

Questo prodotto è adatto per il trattamento di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) a prescindere che la causa di infertilità sia maschile o femminile. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da professionisti specializzati in trattamenti PMA.

Contiene
Soluzione di albumina umana (HAS)
Insulina umana ricombinante
Solfato di gentamicina 10 µg/ml

Test di controllo della qualità eseguiti
Test della sterilità (Ph.Eur., USP)
Test delle endotossine ≤0,2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
Analisi HSA (Ph.Eur., USP)
Test di motilità degli spermatozoi
Test di sopravvivenza degli spermatozoi
Nota: I risultati di ogni lotto sono indicati in un Certificato di analisi disponibile sul sito web www.origio.com.

Istruzioni per la conservazione e la stabilità

I prodotti sono preparati in condizioni asettiche e vengono forniti sterili. Conservare nel contenitore originale a 2-8°C e al riparo dalla luce. Non congelare. Utilizzare il prodotto entro sette giorni dall'apertura. Se conservato secondo le istruzioni del produttore, il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta.

Precauzioni e avvertenze
Non utilizzare se:
1. La confezione è danneggiata o il sigillo non è intatto.
2. La data di scadenza è stata superata.
3. Il prodotto è scolorito, opaco, torbido o presenta segni di contaminazione microbica.

Importante: Tutti gli emoderivati devono essere trattati come potenzialmente infettivi. I materiali utilizzati per questo prodotto sono stati testati e trovati non reattivi per HBsAg e negativi per anticorpi anti-HIV 1-2 e antigeni di HIV-1, HBV e HCV. I materiali sono stati anche testati per il parvovirus B19 e non sono risultati elevati. Nessun metodo di test noto può offrire la certezza che i prodotti derivati dal sangue umano non trasmettano agenti infettivi.

Nota: Date le naturali caratteristiche fisiche del PVP, possono verificarsi lievi variazioni di viscosità tra lotti diversi.
La presenza della soluzione di albumina umana (HAS) può causare occasionalmente una piccola quantità di precipitazione nel terreno.

Nota: Il prodotto richiede tracciabilità. La legislazione nazionale, inoltre, potrebbe prevedere disposizioni specifiche in questo campo.

Nota: Da utilizzarsi solo in combinazione con altri dispositivi intesi per lo scopo specifico.

Nota: Smaltire il dispositivo secondo quanto prescritto dalle norme locali in materia di smaltimento di dispositivi medici.

Istruzioni per l'uso

- Rimuovere PVP Clinical Grade e il terreno di mantenimento preferito dal contenitore di conservazione a 2-8°C e lasciare a temperatura ambiente per dieci minuti.
- A seconda del numero di ovociti da utilizzare per l'iniezione, pipettare un numero corrispondente di goccioline di terreno di mantenimento da 10 µl sul fondo della piastra ICSI.
- Al centro della stessa piastra collocare una goccia da 5-10 µl di PVP Clinical Grade.
- Coprire con Liquid Paraffin pre-equilibrata e collocare la piastra in un ambiente di CO₂ al 5-6% a 37°C per trenta minuti prima dell'uso.
- Introdurre 2 µl di sperma preparato e lavato nella goccia di PVP Clinical Grade. Il PVP riduce la mobilità dello sperma, favorendo l'immobilizzazione e il caricamento di un singolo spermatozoo nella pipetta d'iniezione.

kk - қазақ тілі

ИКСИ арналған спермотозоид қозғалысын баяулату үшін.

Бұл өнім ерлер не әйелдер бедеулігін жасанды ұрықтану әдісімен емдеуге арналған. Бұл препаратты жасанды ұрықтандыру бойынша дайындықтан өткен кәсіпқой мамандар ғана қолданғаны жөн.

Құрамы
Адам альбумині ерітіндісі (HAS)
Рекомбинант адам инсулині
Гентамицин сульфаты 10 мг/мл

Сапаны бақылау сынағы
Зарарсыздығы сыналған (Еур. Фарм., АҚШ Фарм.)
Эндотоксин деңгейі сыналған ≤ 0,2 EU/ml (Еур. Фарм., АҚШ Фарм.)
HSA таңдауы (Еур. Фарм., АҚШ Фарм.)
Сперматозоидтердің қозғалғышыты сыналған
Сперматозоидтң өміршеңдігі сыналған
Ескертпе: Әр партияның нәтижелері www.origio.com сайтынан алуға болатын
Талдау күәлігінде көрсетілген.

Сақтау нұсқаулары және тұрақтылық
Препараттар аseptикалық әдіспен өңделеді және зарарсыздандырылған күйде жеткізіледі.
Өз ыдысына салып 2-8°C температурада және күн сәулесі түспейтін жерде сақтау керек.
Мұздатуға болмайды.
Препаратты ашқаннан кейін 7 күн ішінде қолдану керек.
Препарат өндірушісінің нұсқауларына сәйкес сақталған жағдайда, препарат жапсырмада көрсетілген соңғы қолдану мерзіміне дейін тұрақтылығын сақтайды.

Сақтандырулар мен ескертулер
Препаратты мына жағдайларда қолдануға болмайды:

- Препарат қаптамасында зақымдану белгілері болса немесе мөрі бұзылса.
- Соңғы қолдану мерзімі өтіп кеткен болса.
- Препараттың түсі өзгерсе, бұлыңғырласа, лайланса немесе онда қандай да бір микробтық ластану белгілері болса.

Ескерту: Қаннан алынған барлық препараттарға ықтимал инфекция қоздырғыштары ретінде қараған жөн. Бұл препаратты өндіру үшін пайдаланылған бастапқы материал сынақтан өткізіліп, оның HBsAg затына реакциясы жоқ екені анықталды және анти-АИТВ-1/-2, АИТВ-1, ВГВ және СГВ бойынша теріс нәтиже берді. Одан кейін, бастапқы материалда B19 паровирусының бар-жоқтығы тексеріліп, деңгейі жоғарыламағаны анықталды. Адам қанынан алынған препараттардың жұқтырғыш заттарды тасымалдамайтынына ешқандай белгілі сынақ әдістері кепілдік бере алмайды.

Ескертпе: PVP-дің өзіне тән физикалық ерекшеліктеріне байланысты топтамалар арасында жабысқақтықтың аздаған түрлері болуы мүмкін. Адам албумині ерітіндісінің (HAS) болуы кейде ортада аз мөлшерде преципитацияның пайда болуына себеп болуы мүмкін.

Ескертпе: Мұндай препаратты бақылауға алу мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет екенін ескеріңіз. Еліңізде бұл сала бойынша ұлттық заңды талаптар да бар болуы мүмкін.

Ескертпе: Құралды тек арнайы мақсатқа арналған құрылғылармен бірге пайдалану қажет.

Ескертпе: Құрылғыны медициналық құрылғыларды тастауға қатысты жергілікті ережелерге сәйкес тастаңыз.

Қолдану нұсқаулары

- Сақтау орнынан PVP Clinical Grade және қалаулы ұстау ортасын 2-8°C температурасында шығарып, бөлме температурасында 10 минут ұстаңыз.
- Енгізуге арналған ооциттер санына байланысты ұстау ортасының 10 мкл тамшыларының тиісті санын ИКСИ табағының түбіне тамызыңыз.
- Сол табақтың ортасына PVP Clinical Grade 5-10 мкл тамшысын тамызыңыз.
- Қолданар алдында, алдын ала теңестірілген Liquid Paraffin-мен жауып, табақты 5-6% CO₂ ортада 37°C температурада 30 минут ұстаңыз.
- Дайындалған және жуылған 2 мкл сперманы PVP Clinical Grade тамшысына қосыңыз. PVP сперманың қозғалғыштығын азайтады және бір сперматозоидты ұстап, енгізу пипеткасына жүктеуді жеңілдетеді.

lt - lietuvių k.

Skirta spermatozoidų judėjimo sulėtinimui atliekant intracitoplazminę spermatozoido injekciją (ICSI).

Šis preparatas skirtas PAT procedūrai, neatsižvelgiant į tai, kas iš poros yra nevaisinga(s) – vyras ar moteris. Šį produktą turi naudoti tik PAT taikymo patirties turintys specialistai.

Sudėtyje yra:
Žmogaus albumino tirpalas (HAS)
Rekombinantinis žmogaus insulinas
Gentamicino sulfatas 10 µg/ml

Kokybės kontrolės patikros
Sterilumas tirtas (Ph. Eur., USP)
Endotoksinas tirtas ≤ 0,2 EV/ml (Ph. Eur., USP)
HSA analizė (Ph. Eur., USP)
Tirtas spermos judrumas
Tirta spermos gyvyminio trukmė
Pastaba: Kiekvienos produkto partijos testų rezultatai nurodyti analizės sertifikate, su kuriuo galima susipažinti interneto svetainėje www.origio.com.

Laikymo nurodymai ir stabilumas
Produktai pagaminti aseptinėmis sąlygomis ir tiekiami steriliūs.
Laikyti gamintojo pakuotėje 2–8 °C temperatūroje, nuo šviesos apsaugotoje vietoje.
Neužšaldyti.
Atidarius buteliuką produktą reikia sunaudoti per 7 dienas.
Laikant pagal gamintojo nurodymus produktais stabilius iki tinkamumo datos, nurodytos etiketėje.

Atsargumo priemonės ir įspėjimai
Produkto nenaudokite, jeigu:
1. pažeista produkto pakuotė arba jos sandarumas.
2. pasibaigęs tinkamumo naudoti laikas.
3. pasikeitę produkto spalva, jis susidrumstė, jame atsirado nuosėdų arba kitų mikrobinės taršos požymių.

Dėmesio! Visi kraujo produktai turi būti laikomi potencialiai užkrėstais. Šiam

produktui gaminti naudota žaliava buvo iširta ir buvo nustatyta, kad joje nėra HBsAg antigeno bei ŽIV-1/-2, ŽIV-1, HBV ir HBC antikūnų. Be to, žaliavinė medžiaga buvo tirta dėl B19 parvovirusų ir buvo nustatyta, kad jų kiekis nepadidėjęs. Jokie žinomi tyrimo metodai negali užtikrinti, kad žmogaus kraujo produktai nepernešą infekcijų sukėlėjų.

Pastaba: Dėl natūralių fizinių PVP (polivinilpirolidono) savybių partijų klumpas gali skirtis.
Kadangi sudėtyje yra žmogaus albumino tirpalo (HAS), preparate kartaais gali atsirasti nuosėdų.

Pastaba: Nepamirškite pasirūpinti šio produkto atsekamumu. Be to, jūsų šalyje šioje srityje gali būti taikomi nacionaliniai teisiniai reikalavimai.

Pastaba: Naudoti tik kartu kitais prietaisais, skirtais šiam tikslui.

Pastaba: Prietaisą šalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų, reglamentuojančių medicinos prietaisų šalinimą.

Naudojimo instrukcijos

- Terpė „PVP Clinical Grade“ ir pasirinkta laikymo terpė išimamos iš 2–8 °C saugyklos ir 10 minučių palaikomos kambario temperatūroje.
- Atsižvelgiant į įšivirkštimui skirtų oocitų kiekį, į ICSI lėkštelės įlašinamas atitinkamas kiekis 10 µl laikymo terpės lašelių.
- Į tos pačios lėkštelės vidurį įlašinamas 5-10 µl „PVP Clinical Grade“ lašelis.
- Padengiama subalansuotu skystu parafinu „Liquid Paraffin“ ir prieš naudojimą 30 minučių įdedama į 37 °C temperatūros 5–6 % CO₂ inkubatorių.
- Šalia „PVP Clinical Grade“ lašelio įlašinama 2 µl paruoštos ir praplautos spermos. PVP terpė sumažins spermatozoidų judrumą ir padės pagauti ir įkelti į įšivirkštimu pipetę vieną tinkamą spermatozoidą.

lv - latvijas

Spermatozoidu kustības palēnināšanas ICSI nolūkos.

Šis preparāts ir paredzēts reproduktīvajām palīgtechnoloģijām neatkarīgi no tā, vai neauglības ir vīrietis vai sievietē. Šo preparātu drīkst izmantot tikai profesionāļi, kas apmācīti reproduktīvajās palīgtechnoloģijās.

Sastāvs

Cilvēka albumīna šķīdums (HAS)

Rekombinēts cilvēka insulīns

Gentamicīna sulfāts 10 µg/ml

Kvalitātes kontroles testi
Sterilitātes tests (Ph.Eur., USP)
Endotoksīnu tests ≤ 0,2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
HSA analīze (Ph.Eur., USP)
Veikts spermās dzīvīguma tests
Veikts spermās dzīvotspējas tests
Piezīme. Katras partijas analīžu rezultāti ir norādīti analīžu sertifikātā, kas pieejams tīmekļa vietnē www.origio.com.

Uzglabāšanas nosacījumi un stabilitāte
Preparāti tiek ražoti un iesainoti aseptiskos apstākļos un piegādāti, saglabājot to sterilitāti.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā 2–8 °C temperatūrā, tumšā vietā.
Nesasaldēt.
Preparāts ir jāizlieto 7 dienu laikā pēc atvēršanas.
Uzglabājot preparātu atbilstoši ražotāja norādījumiem, tas saglabā stabilitāti līdz derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes.

Piesardzības pasākumi un brīdinājumi
Nelietojiet preparātu gadījumā, ja:
1. Preparāta iesaiņojums izskatās bojāts vai ir bojāta plomba.
2. Derīguma termiņš ir beidzies.
3. Preparāts kļūst bezkrāsains, pelēks, duļķains vai parāda acīmredzamu mikrobu piesārņojumu.

Uzmanību! Visi asins preparāti ir jāizmanto, nemot vērā potenciālas inficēšanās riskus. Šī preparāta ražošanā izmantotās izejvielas tika pārbaudītas uz B hepatīta vīrsmas antigēna (HbsAg) un cilvēka imūndeficīta vīrusa 1/2 (Anti-HIV-1/-2), cilvēka imūndeficīta vīrusa 1 (HIV-1), hepatīta B vīrusa (HBV) un hepatīta C vīrusa (HCV) antivielų neesamību, un tika atzīts, ka šīs izejvielas nav reaktīvas. Turklāt izejvielas tika testētas uz parvovīrusa B19 zemo saturību, un rezultāti bija negatīvi. Nevienā no zināmajām testēšanas metodēm nevar garantēt, ka preparāti, kas ir iegūti no cilvēka asinīm, nepārnēsās infekciju izraisītājus.

Piezīme. Sakarā ar PVP dabiskajām fizikālajām īpašībām starp partijām var būt nelielas viskozitātes atšķirības. Cilvēka albumīna šķīduma (HAS) klātbūtnē šķīdumā var ik pa laikam izraisīt nelielu daudzumu nogulšņu.

Piezīme. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir nepieciešama šī preparāta izsekojamība. Turklāt jūsu valstī attiecībā uz izsekojamību iespējamās nacionālās juridiskās prasības.

Piezīme. Jālieto tikai kopā ar ierīcēm, kas paredzētas konkrētajam mērķim.

Piezīme. Likvidējiet ierīci atbilstoši vietējiem noteikumiem par medicīnisko ierīču likvidēšanu.

Lietošanas instrukcija

- Izņemiet PVP Clinical Grade un izvēlēto turēšanas šķīdumu no uzglabāšanas vietas 2–8 °C temperatūrā un atstāiet istabas temperatūrā 10 minūtes.
- Atkarībā no injicēšanai paredzēto oocītu skaita atbilstoši turēšanas šķīduma 10 µl šķīduma pilienu skaitu ar pipeti uzpildiniet ICSI trauciņa dibenā.
- Tā paša trauciņa vidū novietojiet PVP Clinical Grade 5–10 µl pilienu.
- Pirms lietošanas pārklāiet ar iepriekš stabilizētu Liquid Paraffin un trauciņu uz 30 minūtēm ievietojiet 5–6 % CO₂ vidē 37 °C temperatūrā.
- 2 µl sagatavotas un nomazgātas spermās ievadiet PVP Clinical Grade pilienā. PVP samazinās spermās kustīgumu un palīdzēs savākt un ievietot vienu spermatozoidu injekcijas pipetē.

mk - македонски

За забавување на движењето на сперматозоидте за ICSI.

Овој производ е за ART третман, без разлика дали причината за неплодност е кај мажот или жената. Овој производ треба да го користат само професионалци обучени за ART третман.

Содржи
Раствор на хуман албумин (HAS)
Рекомбинантен хуман инсулин
Гентамицин сулфат 10 µg/ml

Тестови за контрола на квалитет
Тест за стерилност (Ph.Eur., USP)
Тест за ендотоксин ≤ 0,2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
HSA анализа (Ph.Eur., USP)
Тестирана е подвижноста на спермата
Тестирано е преживувањето на спермата
Забелешка: Резултатите за секоја серија се наведени во Сертификатот за анализа, кој е достапен на www.origio.com.

Упатство за чување и стабилност
Производите се асептично процесирани и испорачани стерилни.
Да се чува во оригиналната амбалажа на 2–8 °C, заштитен од светлина.
Да не се замрзнува.
Производот треба да се употреби во рок од 7 дена по отворањето.
Кога се чува според упатствата од производителот, производот е стабилен до датумот означен на етикетата.

Мерки на претпазливост и предупредувања
Производот не смее да се користи доколку:

- Пакувањето на производот изгледа оштетено или пломбата е оштетена.
- Истечен е рокот за употреба.
- Производот ја сменил бојата, станал заматен, згуснат или покажува кавки било знаци на микробиолошко загадување.

Внимание: Сите производи од крв треба да се третираат како потенцијално заразни. Изворниот материјал што се користи за производство на овој производ е тестиран и е утврдено дека не е реактивен на HbsAg и е негативен за Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV и HCV. Освен тоа, изворниот материјал е тестиран за парвовирус B19 и е утврдено дека нема зголемување. Ниеден познат метод на тестирање не може да гарантира дека производ со потекло од човечка крв нема да пренесе заразни агенси.

Забелешка: Поради природните физички карактеристики на PVP, може да се јават мали разлики во вискозностa меѓу сериите.
Понекогаш, присуството на раствор на хуман албумин (HAS) може да предизвика мало количество на талог во медиумот.

Забелешка: Имајте ја предвид потребата за следливост на овој производ. Освен тоа, во ова поле може да постојат национални законски барања во вашата држава.

Забелешка: Да се употребува само во комбинација со други уреди наменети за конкретната цел.

Забелешка: Уредот треба да се отстрани во согласност со локалните прописи за отстранување медицински уреди.

Упатство за употреба

- Отстранете го PVP Clinical Grade и претпочитаниот медиум за чување од складшитето на температура од 2-8°C и оставете го на собна температура во времетраење од 10 минути.
- Во зависност од бројот на ооцитии за инјектирање, со пипета нанесете соодветен број на 10 µl капки за чување на медиумот на дното од ICSI садот.
- Во средина од истиот сад, ставете капка од 5-10 µl од PVP Clinical Grade.
- Веднаш покријте го претходно избалансираиот Liquid Paraffin и поставете го садот на 5-6% CO₂ средина на 37°C, 30 минути пред употреба.
- Во капката PVP Clinical Grade внесете 2 µl подготвена и измиемна сперма. PVP ќе го намали молилитетот на спермата и ќе го олесни собирањето и полнењето на единечен сперматозид во инјекиската пипета.

nl - nederlands

Voor het vertragen van de beweging van de zaadcellen voor ICSI.

Dit product is voor behandelingen met medisch geassisteerde voortplantingstechnieken, ongeacht of de oorzaak van de onvruchtbaarheid bij de man of de vrouw ligt. Het product mag alleen worden gebruikt door beroepsbeoefenaren met ervaring met behandelingen met medisch geassisteerde voortplantingstechnieken.

Bevat
Humane-albumineoplossing (HAS)
Rh-insuline (recombinante humane insuline)
Gentamicinesulfat 10 µg/ml

Kwaliteitscontroleonderzoek
Op sterilititeit getest (Ph.Eur., USP)
Op endotoxine getest ≤ 0,2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
HSA-analyse (Ph.Eur., USP)
Op spermamotilititeit getest
Op sperma-overleving getest
Opmerking: De resultaten van elke partij staan vermeld op een analysecertificaat dat beschikbaar is op www.origio.com.

Bewaarinstructies en stabiliteit
De producten worden aseptisch verwerkt en steriel geleverd.
Bewaren in de originele verpakking bij 2-8°C, afgeschermd tegen licht.
Niet in de vriezer bewaren.
Het product moet binnen 7 dagen na opening worden gebruikt.
Bij opslag volgens instructies van de fabrikant blijft het product stabiel tot de uiterste houdbaarheidsdatum die op het etiket staat aangegeven.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwin-gen
Gebruik het product niet als:
1. De verpakking van het product beschadigd lijkt of niet meer is verzegeld.
2. De uiterste houdbaarheidsdatum is verlopen.
3. Het product verkleurd, troebel of onhelder is, of aanwijzingen van microbiële besmetting vertoont.

Voorzichtig: Alle bloedproducten dienen als mogelijk besmettelijk te worden behandeld. Bronmateriaal ter vervaardiging van dit product is getest en niet-reactief bevonden op HbsAg en negatief op anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV en HCV. Daarnaast is het bronmateriaal getest op parvovirus B19 en bleek dat niet verhoogd. Geen enkele bekende testmethode kan garanties bieden dat producten met menselijk bloed geen infectiekiemen zullen overdragen.

Opmerking: Als gevolg van de inherente fysische eigenschappen van PVP kunnen kleine variaties in viscositeit optreden tussen verschillende partijen.
De aanwezigheid van humane-albumineoplossing (HAS) kan incidenteel een kleine hoeveelheid neerslag in het medium veroorzaken.

Opmerking: Traceerbaarheid van dit product is een noodzaak. Daarnaast kunnen in uw land op dit vlak nationale wettelijke vereisten zijn.

Opmerking: Alleen te gebruiken in combinatie met andere hulpmiddelen die bedoeld zijn voor het specifieke doel.

Opmerking: Gooi het medisch hulpmiddel weg conform plaatselijke regelgeving inzake verwerking van medische hulpmiddelen.

Gebruiksaanwijzing

- Haal PVP Clinical Grade en het bewaarmedium dat de voorkeur geniet uit de koeling bij 2-8°C en laat ze gedurende 10 minuten bij kamertemperatuur staan.
- Pipetteer afhankelijk van het aantal oöcyten voor injectie een overeenkomstig aantal druppels van 10 µl bewaarmedium op de bodem van de ICSI-schaal.
- Plaats in het midden van dezelfde schaal een druppel van 5-10 µl PVP Clinical Grade.
- Dek de schaal af met vooraf geëquiliibreerde Liquid Paraffin en plaats hem voor gebruik gedurende 30 minuten in een omgeving bij 5-6% CO₂ en 37°C.
- Voeg 2 µl bereide en gewassen sperma toe aan de druppel PVP Clinical Grade. De PVP zal de motiliteit van het sperma doen afnemen en het vangen en inbrengen van een losse spermatozoön in de injectiepipet vergemakkelijken.

no - norsk

Til å redusere bevegelseshastigheten til spermier for ICSI.

Dette produktet er til assistert befruktning, hvorvidt årsaken til barnløsheten finnes hos kvinnen eller mannen. Produktet skal bare brukes av helsepersonell som har fått opplæring i assistert befruktning.

Inneholder
Human albuminløsning (HAS)
Rekombinant human insulin
Gentamicinsulfat 10 µg/ml

Testing for kvalitetskontroll
Sterilitetstestet (Ph.Eur., USP)
Endotokstestet ≤ 0,2 EU/ml (Ph.Eur., USP)
HSA-analyse (Ph.Eur., USP)
Mobiliteten til sædcellene er testet
Overlevelse av sædceller er testet
Merk: Resultatene av hvert parti er angitt på et analysesertifikat som er tilgjengelig på www.origo.com.

Oppbevaringsinstruksjoner og stabilitet
Produktene er aseptisk behandlet og leveres sterile.
Oppbevares i originalemballasjen ved 2-8 °C og beskyttet mot lys.
Skal ikke fryses.
Produktet må brukes innen 7 dager etter åpning.
Hvis produktet oppbevares i henhold til produsentens anvisninger, er det stabilt til utløpsdatoen som er angitt på etiketten.

Forholdsregler og advarsler
Produktet skal ikke brukes i følgende tilfeller:
1. Produktemballasjen synes å være skadet eller forseglingen er brutt.
2. Utløpsdatoen er overskredet.
3. Produktet er misfarget, uklart, grumset eller viser tegn til mikrobiell kontaminering.

Forsiktig: Alle blodprodukter skal behandles som potensielt smittefarlige.

