

English**Polyvinylpyrrolidone (PVP)
7% (w/v) in HEPES-HTF**

For laboratory procedures only; other uses must be qualified by the end user.

Product Description	REF Number	Unit Size
PVP 7% (w/v) in HEPES-HTF	ART-4005-A	6 x 0.5 mL

INTENDED USE

Polyvinylpyrrolidone (PVP) of average molecular weight 360,000 has been used for the ICSI procedure to decrease the motility of spermatozoa, prevent their sticking to the injection pipette during the procedure, and to give more control over the flow of fluid in the ICSI needle (Palermo et al. Fertil Steril. 1993;59:826-835). These features are due primarily to the increased viscosity of the PVP solution.

PRODUCT DESCRIPTION

PVP at 7% concentrations yield a viscosity that is suitable for sperm function as well as improved visibility to detect sperm.

This product contains 10 mg/mL of gentamicin, an aminoglycoside antibiotic.

COMPONENTS

PVP with an average molecular weight of 360,000 in HEPES-HTF contains 5 mg/mL Human Serum Albumin, and is filtered through a sterile 0.2-μ filter.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

Do not use medium that shows evidence of particulate matter, cloudiness, or is not rose colored.

Caution: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when testing for antibodies to HIV-1/HIV-2, HCV and non-reactive for HBsAg, HCV RNA and HIV-1 RNA. No known test methods can offer assurances that products derived from human blood will not transmit infectious agents. Donors of the source material have been screened for Creutzfeldt-Jacobs disease (CJD). Based on effective donor screening and product manufacturing processes, it carries an extremely remote risk for transmission of viral diseases. A theoretical risk for transmission of CJD is also considered extremely remote. No cases of transmission of viral diseases or CJD have ever been identified for albumin.

Standard measures to prevent infections resulting from the use of medicinal products prepared from human blood or plasma include selection of donors, screening of individual donations and plasma pools for specific markers of infection and the inclusion of effective manufacturing steps for the inactivation/removal of viruses.

Despite this, when medicinal products prepared from human blood or plasma are administered, the possibility of transmitting infective agents cannot be totally excluded. This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens. There are no reports of proven virus transmissions with albumin manufactured to European Pharmacopoeia specifications by established processes.

The PVP 7% (ART-4005) component in this kit contains 5 mg/mL human serum albumin.

Single use: To avoid problems with contamination, handle using aseptic techniques and discard any excess product that remains in the bottle or vial after procedure is completed.

Reproductive media products are intended for single use only. Re-use of reproductive media may result in using a product past its labeled expiration date or increase the risk of microbial contamination in a subsequent procedure if the practitioner fails to utilize adequate aseptic techniques.

Use of expired or microbial contaminated product may result in suboptimal conditions to promote fertilization and/or embryo quality during in-vitro culture. These conditions may result in the failure of the embryo to develop properly or to implant, potentially leading to a failed assisted reproductive procedure.

Note: Embryo is considered a general term. More precisely, SAGE™ considers the period of time initiating when a single diploid cell results from the fusion of male and female genome resulting in zygote formation with subsequent development from repeated mitotic divisions forming a solid mass or morula (typically day 4-5) and after which a fluid-filled cavity develops resulting in blastocyst formation (typically day 5-6) ending with embryo implantation that begins the end of the first week and is completed by the end of the second week post conception.

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician (or properly licensed practitioner).

This product contains the antibiotic gentamicin sulfate. Appropriate precautions should be taken to ensure that the patient is not sensitized to this antibiotic.

QUALITY ASSURANCE

One-cell MEA tested and passed with 80% or greater blastocyst. USP Endotoxin tested and passed with <1 EU/mL.

A certificate of analysis is available for this product.

DIRECTIONS FOR USE

A washed sperm preparation can be diluted to 1 to 2 x 10⁶ motile sperm in 0.5 to 1.0 mL of Quinn's® Sperm Washing Medium (REF #1005/1006). This sample is spun at high speed (approx. 1800 x g for 5 minutes immediately prior to use). The sperm pellet is suspended in the same supernatant in the tube. The sperm preparation for ICSI is then made by adding 1 to 2 μL of the sperm suspension to a 5 to 10 μL drop of PVP solution under oil (REF #4008) in the chamber used for ICSI. Volumes of sperm preparation and PVP solution, as well as sperm concentrations, may have to be modified to give optimal final sperm density for ICSI.

Each laboratory should make its own determination of which medium to use for each particular procedure.

Information on specific aspects of IVF, embryo culture, and cryopreservation is available in our Product Catalog.

STORAGE INSTRUCTIONS AND STABILITY

Store unopened containers refrigerated at 2 °C to 8 °C. Warm to incubator (37 °C) temperature prior to use. Exposure of the medium to CO₂ should be minimized to avoid pH levels of 7.0 or less. Do not freeze or expose to temperatures greater than 39 °C. The product is stable until the expiration date shown on the label.

- A. Remove desired volume of product using aseptic procedures.
- B. Once removed, do not return any volume of product to the original container.
- C. Do not use if the product becomes discolored, cloudy, turbid, or shows any evidence of microbial contamination.

RELATED PRODUCTS

ART-1005/1006 Quinn's® Sperm Washing Medium

ART-4008P Oil for Tissue Culture

SAGE In Vitro Fertilization™ has a full line of products for the Reproductive Medicine Specialist. Please call or write for specific information or to receive a copy of our current catalog. For technical questions, or to reach our Customer Service Department, call the SAGE™ Support Line.

Quinn's® is a trademark of CooperSurgical, Inc.

Call the SAGE™ SUPPORT LINE:
In the U.S.: (800) 243-2974 International: (203) 601-9818

EXPLANATION OF SYMBOLS

	Catalog Number
	Batch Number
	Use By (year, month, day)
	Do Not Reuse
	Temperature Limitation
	Aseptic Technique Sterilization Membrane Filtered (SAL 10 ⁻³)
	See instructions for use.
	Authorized Representative in the European Community.
	Product conforms to the Medical Device Directive 93/42/EEC
	Manufacturer
	U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician (or properly licensed practitioner).

SAGE In Vitro Fertilization

a CooperSurgical Company
SAGE™ In Vitro Fertilization, Inc.
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611 USA

Customer Service:
E-mail: customer.service@origio.com
Tel: +45 46 79 02 02 Fax: +45 46 79 03 02

5643-02 ver. 2: 2016.Feb.15

Français**Polyvinylpyrrolidone (PVP)
7% (w/v) in HEPES-HTF
(Polyvinylpyrrolidone (PVP) 7 % (p/v)
dans le fluide HTF-HEPES)**

Réserve aux procédures en laboratoire uniquement ; tout autre usage doit être déterminé par l'utilisateur final.

Description du produit	Numéro de réf.	Taille d'unité
PVP 7% (w/v) in HEPES-HTF	ART-4005-A	6 x 0.5 ml

UTILISATION

La polyvinylpyrrolidone (PVP) de masse moléculaire moyenne 360 000 est utilisée dans la procédure d'injection intra-cytositaire de spermatozoïdes (ICSI) afin de réduire la motilité des spermatozoïdes, d'éviter qu'ils ne collent à la pipette pendant la procédure et de permettre un meilleur contrôle du débit de liquide dans l'aiguille utilisée pour l'ICSI (Palermo et al. Fertil Steril. 1993;59:826-835). Ces propriétés sont principalement dues à la viscosité élevée de la solution de PVP.

DESCRIPTION DU PRODUIT

La viscosité de la solution de PVP concentrée à 7 % est adaptée au fonctionnement des spermatozoïdes et permet une meilleure détection de ces derniers.

Ce produit contient 10 mg/ml de gentamicine, un antibiotique de la famille des aminoglycosides.

COMPOSANTS

La PVP de masse moléculaire moyenne 360 000 dans le fluide HTF-HEPES contient 5 mg/ml d'albumine sérique humaine et est filtrée à l'aide d'un filtre stérile de 0.2 μ.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser le milieu s'il semble contenir des particules, est trouble, ou ne présente pas de coloration rose.

Attention : tous les produits sanguins doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Les composants sources dont ce produit est dérivé ont passé des analyses qui se sont révélées négatives pour les anticorps HIV-1/HIV-2, VHC et n'ont présenté aucune réaction aux AgHBs, ARN VHC et ARN VIH-1.

Aucune méthode de test connue n'est en mesure de garantir que les produits dérivés de sang humain ne transmettront pas d'agents infectieux. Les donneurs des composants sources ont été soumis à un dépistage pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob (CJD). Le présent produit, dont l'élaboration s'appuie sur l'évaluation des donneurs et des procédés de fabrication, présente un risque extrêmement marginal de transmission de maladies virales. Le risque de transmission théorique de la CJD est également considéré comme très faible. Aucun cas de transmission de maladies virales ou de CJD n'a été identifié concernant l'albumine.

Les mesures d'usage visant à éviter les infections dues à l'utilisation de produits médicaux préparés à partir de sang ou de plasma humain incluent : la sélection des donneurs, la recherche de marqueurs d'infection spécifiques dans les dons individuels et dans les mélanges de plasma et l'inclusion d'étapes de fabrication efficaces afin d'inactiver et/ou d'éliminer les virus. Malgré ces précautions, il est impossible d'exclure totalement le risque de transmission d'agents infectifs lors de l'administration de produits médicaux préparés à base de sang ou de plasma humain. Ce risque s'applique aussi aux virus et autres

agents pathogènes inconnus ou émergents. Il n'a été fait état d'aucun cas de transmission virale avec de l'albumine fabriquée selon des procédés établis et conformément aux normes pharmaceutiques européennes.

Le composant PVP 7% (ART-4005) de ce kit contient 5 mg/ml d'albumine sérique humaine.

Emploi unique : pour éviter les problèmes de contamination, employer des techniques aseptiques en utilisant ce produit et ne pas réutiliser l'excès du produit restant au fond des flacons à la fin de chaque procédure.

Les produits pour milieux de reproduction sont destinés à un usage unique seulement. La réutilisation des milieux de reproduction peut entraîner l'utilisation d'un produit au-delà de sa date limite d'utilisation ou augmenter le risque de contamination microbienne lors d'une procédure ultérieure si le praticien n'utilise pas de techniques adéquates d'asepsie. L'usage de produit périmé ou à contamine-nation microbienne risque d'entrainer des conditions sous-optimales pour la fécondation et/ou la qualité de l'embryon au cours de la culture in vitro. Ces conditions peuvent empêcher le développement normal de l'embryon ou son implantation et risquent de mettre en échec la procédure de procréation médicamenteuse assistée.

Remarque : embryon est considéré comme un terme général. Plus précisément, SAGE™ considère que la période de temps débuté lorsqu'une cellule diploïde est produite par la fusion d'un génome male et femelle, d'où la formation du zygote ; se poursuit par un développement jusqu'à la répétition des divisions mitotiques qui permet la constitution d'une masse solide ou morula (généralement le 4e et 5e jour) et après laquelle se développe une cavité remplie de fluide qui aboutit à la formation du blastocyste (généralement le 5e et 6e jour) ; et se termine par l'implantation de l'embryon qui commence à la fin de la première semaine et s'achève à la fin de la deuxième semaine après la conception.

Des informations portant sur certains aspects spécifiques de la FIV, de la culture embryonnaire, et la cryoconservation sont présentées dans notre catalogue des produits.

Attention : d'après la législation fédérale des États-Unis, ce produit ne peut être vendu que par un médecin (ou par un autre praticien agréé) ou sur sa prescription.

Ce produit contient du sulfate de gentamicine (un antibiotique). Des mesures appropriées doivent être prises pour s'assurer que les patients ne présentent aucune sensibilité à cet antibiotique.

ASSURANCE DE QUALITÉ
Produit testé selon la procédure MEA unicellulaire, avec un taux de blastocysts satisfaisant supérieur ou égal à 80 %. Produit testé aux endotoxines selon USP avec un taux satisfaisant <1 EU/ml.

Un certificat d'analyse du produit est disponible.

MODE D'UTILISATION
Diluer une préparation purifiée de spermatozoïdes à 1 à 2 doses de 10⁶ spermatozoïdes motiles par ml dans 0.5 à 1 ml de milieu Quinn's® Sperm Washing Medium (REF #1005/1006). Centrifuger l'échantillon à vitesse élevée (environ 1800 x g pendant 5 minutes) immédiatement avant emploi. Disperser le culot de spermatozoïdes dans le même surnageant, dans le tube. Ensuite réaliser la préparation de spermatozoïdes en vue de l'ICSI en mélangeant 1 à 2 μl de suspension de spermatozoïdes à une goutte de 5 à 10 μl de solution de PVP sous une couche d'huile (REF #4008) dans la chambre utilisée pour l'ICSI. Pour obtenir une densité de spermatozoïdes finale optimale pour l'ICSI, il peut être nécessaire de modifier les volumes de la préparation de spermatozoïdes et de solution de PVP, ainsi que les concentrations du sperme.

Il revient à chaque laboratoire de déterminer le milieu qui convient pour chaque procédure particulière.

Des informations portant sur certains aspects spécifiques de la FIV, de la culture embryonnaire, et la cryoconservation sont présentées dans notre catalogue des produits.

CONSIGNES DE STOCKAGE ET STABILITÉ
Conserver les flacons non ouverts au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C. Réchauffer à la température de l'incubateur (37 °C) avant emploi. Pour éviter des pH inférieurs ou égaux à 7, minimiser l'exposition du milieu au CO₂. Ne pas congeler, ni exposer à des températures supérieures à 39 °C. Le produit est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

A. Prélever le volume du produit souhaité en respectant les procédures aseptiques.
B. Après prélèvement, ne pas renverser la moindre quantité de produit dans le flacon d'origine.

C. Ne pas utiliser si le produit est décoloré, opaque, trouble, ou montre un quelconque signe de contamination microbienne.

AUTRES PRODUITS

ART-4008P Oil for Tissue Culture

SAGE In Vitro Fertilization™ propose une gamme complète de produits destinés aux spécialistes de la médecine reproductive.

Veuillez nous appeler ou nous écrire pour obtenir une information particulière ou un exemplaire de notre catalogue actuel. Pour les questions techniques ou pour joindre notre département de service clientèle, appelez la ligne d'assistance de SAGE™.

Quinn's® est une marque déposée de CooperSurgical, Inc.

Appeler la LIGNE D'ASSISTANCE DE SAGE™ au numéro :
Aux États-Unis : (800) 243-2974
International : (203) 601-

Italiano**Polyvinylpyrrolidone (PVP)
7% (w/v) in HEPES-HTF
(Polivinilpirrolidone (PVP) 7% (w/v)
in HEPES-HTF)**

**Solo per procedure di laboratorio;
altri usi devono essere qualificati
dal consumatore finale.**

Descrizione del prodotto	REF Numero	Misura dell'unità
PVP 7% (w/v)	ART-4005-A	6 x 0.5 ml in HEPES-HTF

USO PREVISTO

Il polivinilpirrolidone (PVP) di peso molecolare medio di 360.000 è stato utilizzato nella procedura ICSI per ridurre la mobilità degli spermatozoi, evitare la loro adesione alla pipetta per l'iniezione durante la procedura e offrire un maggiore controllo sul flusso di liquido nella siringa ICSI (Palermo et al. Fertil Steril. 1993;59:826-835). Queste caratteristiche sono dovute in primo luogo alla maggiore viscosità della soluzione di PVP.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il PVP alla concentrazione del 7% fornisce una viscosità idonea alla funzione dello sperma e una migliore visibilità per rilevare lo sperma. Il prodotto contiene 10 mg/l di gentamicina, un antibiotico aminoglicosidico.

COMPONENTI

Il PVP con un peso molecolare medio di 360.000 in HEPES-HTF contiene 5 mg/ml di albumina sierica umana e viene filtrata tramite un filtro sterile di 0,2 µ.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Non utilizzare il terreno in presenza di particolato, torbidità oppure se non è di colore rosa.

Attenzione: tutti i prodotti di origine ematica devono essere trattati come potenzialmente infetti. Il materiale sorgente da cui deriva questo prodotto è risultato negativo al test degli anticorpi per HIV-1/HIV-2, HCV e non reattivo a HBsAg, HCV RNA e HIV-1 RNA.

Nessun metodo di analisi noto è in grado di garantire che i prodotti derivati dal sangue umano non trasmettano agenti infettivi. I donatori del materiale sorgente sono stati esaminati per la malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD). In base a processi efficaci di screening dei donatori e di produzione del prodotto, il rischio di trasmissione di malattie virali è estremamente remoto, come il rischio teorico di trasmissione di CJD. Per l'albumina non sono stati identificati casi di trasmissione di malattie virali o CJD.

Le misure standard per evitare le infezioni causate dall'uso di prodotti medicinali preparati da sangue o plasma umano includono la selezione dei donatori, lo screening di specifici indicatori di infezione nelle singole donazioni e pool di plasma, nonché l'inclusione di passaggi di produzione efficaci per la disattivazione o la rimozione del virus. Nonostante queste misure, nella somministrazione dei prodotti medicinali preparati da sangue o plasma umano, la possibilità di trasmissione di agenti infettivi non può essere esclusa completamente. Tale possibilità vale anche per virus e altri agenti patogeni sconosciuti o nuovi. Non sono disponibili registrazioni/segnalazioni di trasmissione comprovata di virus con l'albumina prodotta secondo le specifiche della EP (European Pharmacopoeia, Farmacopea Europea) tramite processi standardizzati.

Il componente PVP 7% (ART-4005) in questo kit contiene 12 mg/ml di albumina sierica umana. Questo prodotto contiene l'antibiotico gentamicina soffata. Adottare le precauzioni necessarie per accertarsi che il paziente non sia sensibile/allergico a questo antibiotico.

Monouso: per evitare problemi di contaminazione, manipolare con tecniche assetiche ed eliminare il prodotto in eccesso rimanente nel flacone o nella fiala al termine della procedura. I prodotti per terreni di coltura destinati alla fecondazione in vitro sono monouso. Il riutilizzo dei terreni di coltura può determinare l'impegno di prodotti dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta oppure l'aumento del rischio di contaminazione microbica in una procedura successiva. Lo specialista non utilizza le tecniche assetiche adeguate.

L'utilizzo di prodotti scaduti o con contaminazione microbica può dar luogo a condizioni non ottimali per la fecondazione e/o la qualità dell'embrione durante la coltura in vitro. Tali condizioni possono provocare il mancato sviluppo dell'embrione in maniera adeguata oppure l'impianto, portando potenzialmente al fallimento della procedura di fecondazione assistita.

Nota: embrione è considerato un termine generale. Più precisamente, secondo SAGE™ identifica il periodo che inizia quando dalla fusione del genoma maschile e femminile deriva una singola cellula diploide creando lo zigote con successivo sviluppo dalla divisione mitotica ripetuta e formazione di una massa solida o mòrlua (solitamente giorno 4-5). In seguito si sviluppa una cavità piena di liquido che forma blastocisti (solitamente giorno 5-6). Il periodo si conclude con l'impianto dell'embrione che inizia alla fine della prima settimana e si completa alla fine della seconda settimana dopo il concepimento.

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita del presente dispositivo ai medici o su prescrizione medica (o a un professionista autorizzato).

Questo prodotto contiene l'antibiotico gentamicina soffata. Adottare le precauzioni necessarie per accertarsi che il paziente non sia sensibile/allergico a questo antibiotico.

GARANZIA DI QUALITÀ

Test MEA su cellula singola superato con l'80% o più di blastocisti. Test per le endotoxine USP superato con < 1 EU/ml.

Per questo prodotto è disponibile un certificato di analisi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Una preparazione di sperma lavato può essere diluita con 1/2 x 10⁶ spermatozoi in 0,5/1,0 ml di Quinn's™ Sperm Washing Medium (REF N. 1005/1006). Questa campione viene centrifugato a velocità elevata (circa 1800 x g per 5 minuti immediatamente prima dell'uso) il pellet di sperma è sospeso nello stesso sperimentalmente nella provetta. La preparazione dello sperma per ICSI avviene aggiungendo 1/2 ml di sospensione dello sperma a una goccia di 5/10 µl della soluzione in olio (REF N. 4008) nella camera usata per ICSI. È possibile dover modificare i volumi di preparazione dello sperma e la soluzione PVP, come le concentrazioni dello sperma, per garantire una densità finale ottimale dello sperma per ICSI.

Ogni laboratorio deve stabilire quale mezzo usare per ogni singolo procedimento

Informazioni su specifici aspetti di IVF, coltura embrionale e criopreservazione sono disponibili nel nostro catalogo prodotti.

INFORMAZIONI SU CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Conservare contenitori chiusi raffreddati da 2 °C a 8°C. Riscaldare alla temperatura dell'incubatore (37 °C) prima di utilizzare. L'esposizione del terreno a CO₂ dovrebbe essere ridotta al minimo per evitare livelli di pH di 7,0 o inferiori. Non congelare o esporre a temperature superiori a 39 °C. Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta.

A. Rimuovere il volume desiderato del prodotto usando procedimenti assettici.

B. Una volta rimosso, non reintrodurre l'eventuale prodotto rimanente nel contenitore originale.

C. Non usare il prodotto se si decolora, diventa opaco, torbido o mostra evidenze di contaminazione microbica.

PRODOTTI CORRELATI

ART-1005/1006 Quinn's™ terreno per il lavaggio dello sperma.

ART-4008P Olio per colture di tessuti.

SAGE In Vitro Fertilization™ offre una gamma completa di prodotti per specialisti in medicina riproduttiva. Chiamare o scrivere per informazioni specifiche o per ricevere una copia del nostro catalogo aggiornato. Per domande tecniche o per contattarci il nostro servizio clienti, chiamare l'assistenza telefonica SAGE™.

Quinn's™ è un marchio registrato di CooperSurgical, Inc.

Chiamare la LINEA DI ASSISTENZA SAGE™ ai seguenti numeri:

Stati Uniti: (800) 243-2974

Internazionale: (203) 601-9818

LEGENDA SIMBOLI

REF Numero di catalogo

LOT Numero lotto

Da utilizzare entro (anno, mese, giorno)

(X) Non riutilizzare

2 °C / 8 °C Limite di temperatura

STERILE A Sterilizzazione con tecniche assetiche Membrana filtrata (SAL 10⁻³)

ATTENZIONE: Vedere le istruzioni per l'uso

EC REP Rappresentante autorizzato nell'Unione europea

CE 0086 Prodotto conforme alla Direttiva concernente i dispositivi medici 93/42/CEE.

PRODUTTORE

RX ONLY Le disposizioni legislative vigenti negli Stati Uniti limitano la vendita del presente dispositivo solo su prescrizione medica (o di un professionista autorizzato).

SAGE In Vitro Fertilization a CooperSurgical Company

SAGE™ In Vitro Fertilization, Inc. a CooperSurgical Company 95 Corporate Drive Trumbull, CT 06611 USA

ORIGIO a/s Knardrupvej 2 2760 Målev Denmark www.origio.com

Customer Service: E-mail: customer.service@origio.com Tel: +45 46 79 02 02 Fax: +45 46 79 03 02

5643-02 ver. 2: 2016.Feb.15

Español**Polyvinylpyrrolidone (PVP)
7% (w/v) in HEPES-HTF
(Polivinil pirrolidone) 7% (p/v)
en HEPES-HTF**

Para procesos en laboratorio solamente. Otros usos en función del usuario final.	REF. Número	Tamaño
PVP 7% (w/v)	ART-4005-A	6 x 0.5 ml in HEPES-HTF

APLICACIONES

Se ha utilizado polivinil pirrolidona (PVP) con un peso molecular medio de 360.000 en el procedimiento ICSI para reducir la motilidad espermática, evitar que los espermatozoides quedan pegados a la pipeta de inyección durante el procedimiento y proporcionar mayor control sobre la circulación de fluido en la aguja utilizada en el procedimiento ICSI (Palermo et al. Fertil Steril. 1993;59:826-835). Estas características se deben principalmente a la mayor viscosidad de la solución de PVP.

DESCRIPCIÓN

La PVP en concentraciones de 7% genera una viscosidad apropiada para la función de la fertilización del esperma y mejora la visibilidad para detectarlo.

Este producto contiene 10 mg/l de gentamicina, un antibiotico aminoglicosidico.

COMPONENTES

PVP con peso molecular medio de 360.000 en HEPES-HTF, contiene 5 mg/ml de albumina humana y la filtración se realiza mediante un filtro estéril de 0,2-µ.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe utilizarse un medio que presente signos de partículas, que esté turbio o que no sea rosado.

Advertencia: todos los productos sanguíneos deben considerarse potencialmente infecciosos. Al evaluar el material del cual se obtuvo este producto, el resultado fue negativo respecto de los anticuerpos VIH-1/VIH-2, HCV y no reactiva para HBsAg, HCV ARN y VIH-1 RNA.

No se conocen métodos de prueba que puedan garantizar que los productos derivados de los sangrados humanos trans-mitirán agentes infecciosos. Se realizó un cribado de los donantes de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD). Dada la efectividad del cribado de los donantes y de los procesos de fabricación del producto, el riesgo de transmisión de enfermedades venéreas es extremadamente remoto. El riesgo teórico de transmisión de CJD también se considera muy remoto. Para la albúmina, nunca se han identificado casos de transmisión de enfermedades víricas ni de CJD.

Entre las precauciones estándar para prevenir infecciones causadas por el uso de productos medicinales preparados a base de sangre humana o plasma se incluyen: selección de donantes, cribado de donaciones y depósitos de plasma en busca de marcadores de infecciones específicas, e incorporación de pasos efectivos en el proceso de fabricación para desactivar o eliminar virus. Incluso teniendo en cuenta estas precauciones, no se puede descartar por completo la posibilidad de transmisión de agentes patógenos cuando se administran productos medicinales preparados a base de sangre humana o plasma. Esto también hace referencia a virus u otros agentes patógenos desconocidos o de reciente aparición. No se han detectado transmisiones de virus demostradas cuya causa sea la albúmina fabricada de acuerdo con las especificaciones de la Farmacopea Europea y por medio de los procesos de elaboración establecidos.

Este producto contiene el antibiótico sulfato de gentamicina. Se devén tomar las precauciones adecuadas para asegurarse de que el paciente

humana.

Un solo uso: para evitar problemas de contaminación deben utilizarse técnicas assetiche e descharar el producto excedente que permanece en la botella o en la vial al terminar la intervención.

Los productos de medios de reproducción solo se pueden utilizar una vez. Si reutiliza estos productos, puede ocurrir que use un producto luego de su fecha de vencimiento o puede ocurrir un aumento del riesgo de contaminación microbiana en un procedimiento posterior, si el médico no utiliza las técnicas assetiche adecuadas.

El uso de un producto con contaminación microbiana o vencido puede resultar en condiciones no óptimas para la estimulación de la fertilización o la calidad del embrión durante el cultivo in vitro. Estas condiciones pueden ocurrir que el embrión no se desarrolle correctamente o no se pueda implantar, lo que conlleva a que no se logre un procedimiento de reproducción exitoso.

Nota: "embrión" se considera como término general. Más exactamente, SAGE™ considera como inicio del plazo el surgimiento de una sola célula diploide de la fusión de genoma masculino y femenino cuyo resultado es la formación de un cigoto con el consecuente desarrollo de repetidas divisiones mitóticas que conforman una masa sólida o mòrlua (típicamente en el 4to. - 5to. día) y tras el cual se desarrolla una cavidad llena de fluido que da lugar a la formación del blastocito (típicamente en el 5to. - 6to. día) y que termina con la implantación del embrión, que empieza al final de la primera semana y se completa al final de la segunda semana después de la concepción.

Advertencia: las leyes federales de EE.UU. restringen la venta o la prescripción de este producto a realizarlo por médicos (o profesionales autorizados de la medicina).

Este producto contiene el antibiótico sulfato de gentamicina. Se devén tomar las precauciones adecuadas para asegurarse de que el paciente

no sea alérgico a este antibiótico.

CONTROL DE CALIDAD MEA unicelular probada y superada con un 80% o más de blastocitos. Endotoxinas de la USP probadas y aprobadas con < 1 EU/ml.

Existe un Certificado de análisis disponible para este producto.

MODO DE EMPLEO

La preparación de esperma lavado puede diluirse en 1 o 2 x 10⁶ de esperma móvil en 0,5 a 1,0 ml de medio para el lavado de esperma Quinn's™ (REF #1005/1006). La muestra se centrifuga a alta velocidad (aprox. 1800 x g durante 5 minutos inmediatamente antes de su uso). Se resuspende la pastilla espermática en el mismo sobrenadante en el tubo. La preparación espermática para la ICSI se obtiene añadiendo de 1 a 2 µl de suspensión espermática a 5 a 10 µl de solución de PVP bajo aceite (REF #4008) en la cámara utilizada para la ICSI. Es posible que se deban modificar los volúmenes de preparación espermática y solución de PVP, así como las concentraciones espermáticas para obtener la densidad espermática idónea para la ICSI.

Cada laboratorio determinará qué medio se utiliza para cada intervención

Česky


**Polyvinylpyrrolidon (PVP)
7% (w/v) in HEPES-HTF
(Polyvinylpyrrolidon (PVP)
7% (w/v) in HEPES-HTF)**

Pouze pro laboratorní účely. Jiné použití musí být schváleno koncovým uživatelem.

Popis produktu	REF číslo	Velikost jednotky
PVP 7% (w/v) v HEPES-HTF	ART-4005-A	6 x 0,5 ml

Použití:

Pro provedení intracytoplazmatické injekce spermí (ICSI) byl použit polyvinylpyrrolidon (PVP) s průměrnou molekulovou hmotností 360 000, aby došlo ke snížení motility spermí, zamezilo se jejich přeprávě na injekční pipetu v průběhu procedury a bylo dosaženo větší kontroly průtoku tekutiny v ICSI jehle (Palermo et al. Fertil Steril. 1993;59:826-835). K tomu došlo především díky zvýšené viskozitě roztoku PVP.

POPIS PRODUKTU

PVP v 7% koncentraci získává viskozitu, která je vhodná pro funkci spermí, jakož i lepší viditelnost pro detekci spermie.

Tento produkt obsahuje 10 mg/ml gentamicinu, což je aminoglykosidické antibiotikum.

SLOŽKY:

PVP s průměrnou molekulární hmotnosti 360 000 v HEPES-HTF obsahuje 5 mg/ml lidského sérového albuminu a je filtrován přes sterilní filtr o hustotě 0,2 µ.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VAROVÁNÍ

Nepoužívejte médium, které jeví známky přítomnosti zrazeniny, zakalení nebo není bled růžově zbarvené.

Pozor: Se všemi krevními produkty je nutné manipulovat jako s potenciálně infekčními.

Výchozí materiál, ze kterého byl tento produkt odvozen, byl při testování na protitělky na HIV-1/HIV-2, HCV shledán negativním a nereaktivním na HbsAg, HCV RNA a HIV-1 RNA. Zádné známé testovací metody však nemohou poskytnout záruku, že produkty získané z lidské krve nepřenásejí infekční látky. Dárci zdrojového materiálu také prošly screeningem ohledně rizika vystavení Creutzfeldt-Jakobově nemoci (CJD). Na základě účinného screeningu dárců a výrobních procesů je riziko přenosu virůvých onemocnění velmi malé. Teoretické riziko přenosu CJD je také považováno za velmi malé. U albuminu nebyly nikdy zjištěny žádné případy přenosu virůvých onemocnění nebo CJD.

Standardní opatření zabraňující přenosu infekce v souvislosti s používáním léčivých přípravků vyroběných z lidské krve nebo plazmy zahrnují pečlivý výběr dárců, testování jednotlivých odberů krve a plazmatických poolů na specifické ukazatele infekce a účinné výrobní kroky, při nichž jsou inaktivovány nebo odstraněny viry. Přes všechna tato opatření nelze při podávání léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy možnost přenosu infekčních látek zcela vyloučit. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a jiné patogeny. Nejsou hlášeny žádné známé případy prokázaných virových přenosů albuminem vyroběným stanovenými postupy podle specifikací Evropského lékopisu.

Sloužka PVP 7% (ART-4005) v této sadě obsahuje 5 mg/ml lidského sérového albuminu.

Jednorázové použití: Aby se předešlo pro-

blemům kontaminace používejte aseptické

metody a zlikvidujte veškerý nadbytečný

produkt, který po proceduře zůstane v lávni

nebo ampule. Pro tento produkt je k dispozici certifikát analýzy.

Reprodukční média jsou určena pouze k jednorázovému použití. Opakováním použití reprodukčního média může dojít k použití produktu po jeho označeném datu expirace nebo zvýšení rizika mikrobiální kontaminace v následném postupu v případě, že zdravotník nepoužije odpovídající aseptické techniky.

Použití produktu po datu expirace nebo mikrobiálně znečištěného produktu může mit za následek nedostatečně optimální podmínky pro podporu oplodnění a/nebo kvality embrya v průběhu in-vitro kultivace. Tyto podmínky mohou vést ke špatnému rozvoji nebo uchycení embrya, což může vést k selhání assistované reprodukce.

Poznámka: Embryo je považováno za obecný výraz. Přesněji řečeno, SAGE™ bere v úvahu úvodní dobou, kdy z fáze mužského a ženského genomu vzniká jediná diploidní buňka vedoucí k tvorbě zygoty a následnému rozvoji z opakovanych mitotických dělení, které tvorí konzistentní strukturu nebo morulu (obvykle den 4-5), a po kterém se vytváří dutiny naplněné tekutinou, což vede k tvorbě blastocysty (obvykle 5-6 dnů) končící implantačí embrya, která začíná na konci prvního týdne a je dokončena na konci druhého týdne po početí.

Pozor: Federální zákony Spojených států amerických omezují prodej tohoto prostředku pouze na lékáre (nebo rádovně licencovaného zdravotníka), nebo na jeho předpis.

Tento produkt obsahuje antibiotikum gentamicin sulfát. Provězte příslušná opatření pro

zajištění toho, aby pacient nebyl na toto antibiotikum citlivý.

Pro tento produkt je k dispozici certifikát analýzy.

NÁVOD K POUŽITÍ

Promyšlý preparát spermátu může být naředěn na 1 až 2 x 10⁶ motilitní spermí v 0,5 až 1,0 ml Quinn's® Sperm Washing Medium (REF #1005/1006). Tento vzorek se odstředí vysokou rychlosťí (přibl. 1800 x g po dobu 5 minut bezprostředně před použitím). Pelet spermí je suspendován ve stejném supernatantu ve zkumavce. Příprava spermí pro ICSI se pak provádí přidáním 1 až 2 µl suspenze spermí k 5 až 10 µl kapkám roztoku PVP pod olejem (REF # 4008) v komoře používané pro ICSI. Objemy přípravy spermí a PVP roztoku a také koncentrace spermí může být nutné upravit tak, aby bylo dosaženo optimální konečné hustoty spermí pro ICSI.

Každá laboratoř si musí určit, jaké médium pro každý jednotlivý postup použít.

Informace o konkrétních aspektech in vitro fertilizace (IVF), kultury embry a kryokonverzaci jsou k dispozici v našem produktovém katalogu.

POKyny pro SKLADOVÁNÍ A STÁLOST

Neotevřené nádoby skladujte v lednici při teplotě 2 °C až 8 °C. Před použitím zahřejte na teplotu inkubátoru (37 °C). Vystavení média vlivem CO₂ musí být co nejméně, aby se předešlo pH hodnotě 7,0 nebo nižší. Nezmrazujte a nevystavujte teplotám vyšším než 39 °C. Produkt je stabilní až do expirační doby uvedené na štítku.

A. Aseptickými postupy vyjměte požadované množství produktu.

B. Po vyjmání již do původní nádoby žádný produkt nevracejte.

C. Produkt nepoužívejte v případě ztráty zábarvení, zakalení, nebo pokud vykazuje jakékoli známky mikrobiální kontaminace.

PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

ART-1005/1006 Quinn's® Sperm Washing

Medium

ART-4008 Oil for Tissue Culture

SAGE In Vitro Fertilization™ nabízí odborníkům v oblasti reprodukční medicíny ucelenou

řadu produktů. Pokud chcete získat konkrétní informace nebo obdržet nás aktuální katalogu, zavolejte nám nebo napište. Pokud máte

technické dotazy nebo chcete kontaktovat naši oddělení styku se zákazníky, volejte linku podpory SAGE™.

Quinn's® je obchodní známka společnosti CooperSurgical, Inc.

Volejte linku podpory SAGE™:

V USA: (800) 243-2974 Mezinárodní: (203)

601-9818

Symboly

REF Katalogové číslo

LOT Číslo šarže

Spotřebujte do (rok, měsíc, den)

Nepoužívejte opakování

Teplotní omezení

Aseptická technika sterilizace
Filtrováno přes membránu (hladina zaručené sterilizace (SAL) 10⁻³)

Pozor: Víz pokyny k použití.

Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství.

Produkt vyhovuje směrnici o zdravotních prostředcích 93/42/EEC

Výrobce

Federální zákony Spojených států amerických omezují prodej tohoto prostředku pouze na lékáre (nebo rádovně licencovaného zdravotníka), nebo na jeho předpis.

SAGE In Vitro Fertilization
a CooperSurgical Company

SAGE™ In Vitro Fertilization, Inc.
a CooperSurgical Company,
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611 USA

Zákaznické služby:

E-mail: customer.service@origio.com

Tel: +45 46 79 02 02 Fax: +45 46 79 03 02