

Мікропіпетки ТРС

Інструкція по вилученню піпетки з футляра

Мікропіпетки ТРС упаковані в індивідуальні захисні футляри. Футляри піпеток різного типу пофарбовані в різні кольори. 1. Великим і вказівним пальцем натисніть збоку на захисний чохол там, де знаходиться кінець його кришки. Засувки, які утримують кришку в закритому положенні, відкриються.

2. Натискаючи на бічні частини захисного чохла, акуратно відкиньте кришку так, щоб підстава піпетки стало доступно. Акуратно витягніть піпетку з чохла, взявшись за її вільну частину, що знаходиться між двома опорами. Увага! Кінчик піпетки не повинен ні до чого торкатися.

