

Микропипетки



origio
for life

Микропипетки

Опыт более 20 лет

Биотехнологическая компания HUMAGEN была основана в 1990 году группой ученых из Университета Вирджинии в Шарлоттесвилле США и с 1992 года занимается разработкой и производством пипеток для клиник ЭКО. Так HUMAGEN стала первой компанией на рынке ЭКО, выпускающей микропипетки высокого качества. В 2007 году компания HUMAGEN вошла в состав ORIGIO.

Надежность в каждой пипетке

Каждая микропипетка ORIGIO является результатом более чем 20-летнего опыта и совершенствования производства. Высокое качество и надежность – визитная карточка всех продуктов HUMAGEN.

Искусство производства микропипеток

ORIGIO непрерывно совершенствует автоматизацию производственных процессов. В 2011 году мы реализовали новый самый современный проект по автоматизации производства. Эта технология позволила повысить пропускную способность с соблюдением еще более строгого контроля качества продукции. В дополнение к этому мы создали новое программное обеспечение для повышения контроля качества и четкого соответствия продукции эталонам.


Широкий ассортимент продукции

Компания предлагает широкий ассортимент пипеток – от ИКСИ и Холдинг микропипеток до микропипеток для биопсии, химического и механического хэтчинга.

Большой ассортимент микропипеток для ИКСИ отвечает всем требованиям и предпочтениям эмбриологов по всему миру

Сделано для Вас

Если Вы не увидели в нашем каталоге продукт, который отвечает Вашим потребностям, мы можем изготовить пипетки по Вашей спецификации.



Автоматизация нашего производства по последним техническим достижениям и контроль программного обеспечения позволяет осуществлять строгую проверку качества всех пипеток на каждом этапе производственного процесса



Микропипетки



Документы качества

Регистрационное удостоверение № ФЗС 2008/01522

Декларация о соответствии

Контроль качества

Стерилизация гамма излучением, сухим жаром (пастеровские пипетки)

Тест на содержание эндотоксинов (LAL)

Протестировано на мышинных эмбрионах (MEA)



Характеристики

Подготовка стекла

Все микропипетки производятся из боросиликатного стекла, прошедшего тестирование на эмбриотоксичность методами LAL и MEA. Повышенное содержание кремния в стекле предотвращает потенциальную адгезию биологических объектов.



Длина микропипеток

Стандартная длина большинства микропипеток составляет 5.4-5.8 см

Длина микропипеток для биопсии составляет 5.5-6.5 см

Упаковка

- Микропипетки находятся в сантопеновых колпачках (различные цвета указывают тип микропипетки) и помещены в полистироловую пробирку, которая вставляется в колпачок и формирует антимикробный барьер.
- Каждая микропипетка поставляется со специальной съемной защитой кончика. Такой механизм позволяет легко извлечь микропипетку из пробирки, не сломав ее кончик. Однако в случае необходимости Вы можете заказать пипетки без защиты.
- Микропипетки упаковывают по 10 штук в чистую пластмассовую коробку с подушкой.
- Коробка маркируется и запаковывается в целлофановую оболочку.
- На дне коробки помещен радиационный индикатор. Красный цвет индикатора гарантирует, что продукт был подвержен гамма-излучению.



Хранение

После заключительной упаковки микропипетки хранятся при комнатной температуре.



Защита кончика



Колпачок




Микропипетки для ИКСИ

Микропипетки для ИКСИ (интрацитоплазматической инъекции сперматозоида) используются для иммобилизации, забора и инъекции сперматозоида в ооцит.


Какие микропипетки выбрать для ИКСИ?

Если Вам нужны микропипетки с меньшим или большим внутренним диаметром, с длинным или коротким скосом кончика иглы, Вы можете найти их в нашем ассортименте.



Стандартная ИКСИ микропипетка

Выбор угла наклона



Длина микропипетки






Микропипетки для ИКСИ

Микропипетки для ИКСИ небольшого внутреннего диаметра

Пипетки с самым маленьким внутренним диаметром доступны с узким на всем протяжении и стандартным плечом


Микропипетки для ИКСИ СлимЛайн со спайком (узкое на всем протяжении плечо) (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Длина скоса	Внутренний диаметр
MIC-SLM-0	0°	10-12мкм	4.3-4.9мкм
MIC-SLM-15	15°	10-12мкм	4.3-4.9мкм
MIC-SLM-20	20°	10-12мкм	4.3-4.9мкм
MIC-SLM-25	25°	10-12мкм	4.3-4.9мкм
MIC-SLM-30	30°	10-12мкм	4.3-4.9мкм
MIC-SLM-35	35°	10-12мкм	4.3-4.9мкм
MIC-SLM-40	40°	10-12мкм	4.3-4.9мкм
MIC-SLM-45	45°	10-12мкм	4.3-4.9мкм



Микропипетки для ИКСИ со спайком (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Длина скоса	Внутренний диаметр
MIC-6-0	0°	10-11мкм	4.3-4.9мкм
MIC-6-15	15°	10-11мкм	4.3-4.9мкм
MIC-6-20	20°	10-11мкм	4.3-4.9мкм
MIC-6-25	25°	10-11мкм	4.3-4.9мкм
MIC-6-30	30°	10-11мкм	4.3-4.9мкм
MIC-6-35	35°	10-11мкм	4.3-4.9мкм
MIC-6-40	40°	10-11мкм	4.3-4.9мкм
MIC-6-45	45°	10-11мкм	4.3-4.9мкм



Микропипетки для ИКСИ СлимЛайн

- Постоянный маленький внутренний диаметр на всем протяжении плеча, достаточная жесткость которого обеспечивает легкость иммобилизации сперматозоидов и четкий контроль «прорыва» мембраны яйцеклетки
- Минимизация повреждения ооцита за счет более тонкого отверстия вкола: меньшее количество цитоплазмы аспирируется, меньший объем среды попадает в клетку
- Длина плеча позволяет проводить серийную иммобилизацию и аспирацию сперматозоидов



Микропипетка для ИКСИ СлимЛайн



Стандартная микропипетка для ИКСИ




Микропипетки для ИКСИ

Микропипетки для ИКСИ стандартного размера

Пипетки со стандартным внутренним диаметром имеют три варианта длины скоса.


Микропипетки для ИКСИ со спайком (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Длина скоса	Внутренний диаметр
MIC-35-0	0°	11-12мкм	5.0-5.7мкм
MIC-35-15	15°	11-12мкм	5.0-5.7мкм
MIC-35-20	20°	11-12мкм	5.0-5.7мкм
MIC-35-25	25°	11-12мкм	5.0-5.7мкм
MIC-35-30	30°	11-12мкм	5.0-5.7мкм
MIC-35-35	35°	11-12мкм	5.0-5.7мкм
MIC-35-40	40°	11-12мкм	5.0-5.7мкм
MIC-35-45	45°	11-12мкм	5.0-5.7мкм




Микропипетки для ИКСИ со спайком (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Длина скоса	Внутренний диаметр
MIC-SI-0	0°	10-11мкм	5.0-5.7мкм
MIC-SI-15	15°	10-11мкм	5.0-5.7мкм
MIC-SI-20	20°	10-11мкм	5.0-5.7мкм
MIC-SI-25	25°	10-11мкм	5.0-5.7мкм
MIC-SI-30	30°	10-11мкм	5.0-5.7мкм
MIC-SI-35	35°	10-11мкм	5.0-5.7мкм
MIC-SI-40	40°	10-11мкм	5.0-5.7мкм
MIC-SI-45	45°	10-11мкм	5.0-5.7мкм



Микропипетки для ИКСИ со спайком (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Длина скоса	Внутренний диаметр
MIC-50-0	0°	8-10мкм	5.0-5.7мкм
MIC-50-15	15°	8-10мкм	5.0-5.7мкм
MIC-50-20	20°	8-10мкм	5.0-5.7мкм
MIC-50-25	25°	8-10мкм	5.0-5.7мкм
MIC-50-30	30°	8-10мкм	5.0-5.7мкм
MIC-50-35	35°	8-10мкм	5.0-5.7мкм
MIC-50-40	40°	8-10мкм	5.0-5.7мкм
MIC-50-45	45°	8-10мкм	5.0-5.7мкм






Микропипетки для ИКСИ

Микропипетки для ИКСИ большого размера

Микропипетки для ИКСИ большого размера используются для аспирации и инъекции незрелых форм сперматозоидов.


Микропипетки для ИКСИ большого размера со спайком (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Длина скоса	Внутренний диаметр
MIC-8-0	0°	8-10мкм	6.2-7.0мкм
MIC-8-15	15°	8-10мкм	6.2-7.0мкм
MIC-8-20	20°	8-10мкм	6.2-7.0мкм
MIC-8-25	25°	8-10мкм	6.2-7.0мкм
MIC-8-30	30°	8-10мкм	6.2-7.0мкм
MIC-8-35	35°	8-10мкм	6.2-7.0мкм
MIC-8-40	40°	8-10мкм	6.2-7.0мкм
MIC-8-45	45°	8-10мкм	6.2-7.0мкм



Стандартные сперматидные микропипетки для ИКСИ со спайком (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Длина скоса	Внутренний диаметр
MIC-9-0	0°	9-11мкм	6.6-7.9мкм
MIC-9-15	15°	9-11мкм	6.6-7.9мкм
MIC-9-20	20°	9-11мкм	6.6-7.9мкм
MIC-9-25	25°	9-11мкм	6.6-7.9мкм
MIC-9-30	30°	9-11мкм	6.6-7.9мкм
MIC-9-35	35°	9-11мкм	6.6-7.9мкм
MIC-9-40	40°	9-11мкм	6.6-7.9мкм
MIC-9-45	45°	9-11мкм	6.6-7.9мкм



Возможные модификации (без дополнительной платы):

- Отсутствие спайка на конце иглы: MIC-NSP-xx
- Увеличение расстояния от сгиба до кончика пипетки: MIC-xx-xx-B1.0 (например до 1 мм)




Холдинг микропипетки

Холдинг микропипетки используются для фиксации и удержания в определенном положении ооцита или эмбриона. Холдинг микропипетки имеют плоский, отполированный кончик и доступны в четырех стандартных размерах.


Холдинг микропипетки маленького размера (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
MPH-SM-0	0°	15-20мкм	65-95мкм
MPH-SM-15	15°	15-20мкм	65-95мкм
MPH-SM-20	20°	15-20мкм	65-95мкм
MPH-SM-25	25°	15-20мкм	65-95мкм
MPH-SM-30	30°	15-20мкм	65-95мкм
MPH-SM-35	35°	15-20мкм	65-95мкм
MPH-SM-40	40°	15-20мкм	65-95мкм
MPH-SM-45	45°	15-20мкм	65-95мкм




Холдинг микропипетки стандартного размера (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
MPH-MED-0	0°	15-20мкм	95-120мкм
MPH-MED-15	15°	15-20мкм	95-120мкм
MPH-MED-20	20°	15-20мкм	95-120мкм
MPH-MED-25	25°	15-20мкм	95-120мкм
MPH-MED-30	30°	15-20мкм	95-120мкм
MPH-MED-35	35°	15-20мкм	95-120мкм
MPH-MED-40	40°	15-20мкм	95-120мкм
MPH-MED-45	45°	15-20мкм	95-120мкм




Выбор угла наклона



15°, 20°, 25°, 30°, 35°

Длина микропипетки






Холдинг микропипетки


Холдинг микропипетки большого размера (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
MPH-LG-0	0°	25-30мкм	120-150мкм
MPH-LG-15	15°	25-30мкм	120-150мкм
MPH-LG-20	20°	25-30мкм	120-150мкм
MPH-LG-25	25°	25-30мкм	120-150мкм
MPH-LG-30	30°	25-30мкм	120-150мкм
MPH-LG-35	35°	25-30мкм	120-150мкм



Холдинг микропипетки максимального размера (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
MPH-XLG-0	0°	15-20мкм	150-180мкм
MPH-XLG-15	15°	15-20мкм	150-180мкм
MPH-XLG-20	20°	15-20мкм	150-180мкм
MPH-XLG-25	25°	15-20мкм	150-180мкм
MPH-XLG-30	30°	15-20мкм	150-180мкм
MPH-XLG-35	35°	15-20мкм	150-180мкм






Микропипетки для биопсии полярного тела

Микропипетки для биопсии полярного тела применяются для аспирации полярного тела ооцита при проведении предимплантационной генетической диагностики. Возможен выбор пипетки с плоским и полированным кончиком, со скошенным и полированным кончиком или со скошенным кончиком со спайком.

Микропипетки для биопсии полярного тела (по 10 шт. в упаковке)

- с плоским и полированным кончиком

MPB-FP



Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
MPB-FP-0	0°	13-15мкм	нет
MPB-FP-15	15°	13-15мкм	нет
MPB-FP-20	20°	13-15мкм	нет
MPB-FP-25	25°	13-15мкм	нет
MPB-FP-30	30°	13-15мкм	нет
MPB-FP-35	35°	13-15мкм	нет
MPB-FP-40	40°	13-15мкм	нет
MPB-FP-45	45°	13-15мкм	нет

- со скошенным и полированным кончиком


MPB-BP




Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
MPB-BP-0	0°	13-15мкм	нет
MPB-BP-15	15°	13-15мкм	нет
MPB-BP-20	20°	13-15мкм	нет
MPB-BP-25	25°	13-15мкм	нет
MPB-BP-30	30°	13-15мкм	нет
MPB-BP-35	35°	13-15мкм	нет
MPB-BP-40	40°	13-15мкм	нет
MPB-BP-45	45°	13-15мкм	нет

- со скошенным кончиком со спайком


MPB-BS



Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
MPB-BS-0	0°	13-15мкм	нет
MPB-BS-15	15°	13-15мкм	нет
MPB-BS-20	20°	13-15мкм	нет
MPB-BS-25	25°	13-15мкм	нет
MPB-BS-30	30°	13-15мкм	нет
MPB-BS-35	35°	13-15мкм	нет
MPB-BS-40	40°	13-15мкм	нет
MPB-BS-45	45°	13-15мкм	нет



Длина микропипетки





Микропипетки для биопсии бластомера

Микропипетки для биопсии бластомера используются для извлечения бластомера для последующего проведения предимплантационной генетической диагностики. Возможен выбор пипетки с плоским и полированным или скошенным и полированным кончиком. Предлагается три стандартных размера: малый, средний и большой.

Микропипетки для биопсии бластомера маленького размера (по 10 шт. в упаковке)

- с плоским и полированным кончиком

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр
MPB-FP-SM-0	0°	28-32мкм
MPB-FP-SM-15	15°	28-32мкм
MPB-FP-SM-20	20°	28-32мкм
MPB-FP-SM-25	25°	28-32мкм
MPB-FP-SM-30	30°	28-32мкм
MPB-FP-SM-35	35°	28-32мкм
MPB-FP-SM-40	40°	28-32мкм
MPB-FP-SM-45	45°	28-32мкм

MBB-FP-SM



- со скошенным и полированным кончиком

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр
MPB-BP-SM-0	0°	28-32мкм
MPB-BP-SM-15	15°	28-32мкм
MPB-BP-SM-20	20°	28-32мкм
MPB-BP-SM-25	25°	28-32мкм
MPB-BP-SM-30	30°	28-32мкм
MPB-BP-SM-35	35°	28-32мкм
MPB-BP-SM-40	40°	28-32мкм
MPB-BP-SM-45	45°	28-32мкм

MBB-BP-SM






Микропипетки для биопсии бластомера

Микропипетки для биопсии бластомера используются для извлечения бластомера для последующего проведения предимплантационной генетической диагностики. Возможен выбор пипетки с плоским и полированным или скошенным и полированным кончиком. Предлагается три стандартных размера: малый, средний и большой.

MBB-FP-M



MBB-BP-M



Микропипетки для биопсии бластомера среднего размера (по 10 шт. в упаковке)

- с плоским и полированным кончиком

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр
MPB-FP-M-0	0°	33-37мкм
MPB-FP-M-15	15°	33-37мкм
MPB-FP-M-20	20°	33-37мкм
MPB-FP-M-25	25°	33-37мкм
MPB-FP-M-30	30°	33-37мкм
MPB-FP-M-35	35°	33-37мкм
MPB-FP-M-40	40°	33-37мкм
MPB-FP-M-45	45°	33-37мкм

- со скошенным и полированным кончиком

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр
MPB-BP-M-0	0°	33-37мкм
MPB-BP-M-15	15°	33-37мкм
MPB-BP-M-20	20°	33-37мкм
MPB-BP-M-25	25°	33-37мкм
MPB-BP-M-30	30°	33-37мкм
MPB-BP-M-35	35°	33-37мкм
MPB-BP-M-40	40°	33-37мкм
MPB-BP-M-45	45°	33-37мкм




Микропипетки для биопсии бластомера

Микропипетки для биопсии бластомера
большого размера (по 10 шт. в упаковке)

- с плоским и полированным кончиком

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр
MPB-FP-L-0	0°	38-42мкм
MPB-FP-L-15	15°	38-42мкм
MPB-FP-L-20	20°	38-42мкм
MPB-FP-L-25	25°	38-42мкм
MPB-FP-L-30	30°	38-42мкм
MPB-FP-L-35	35°	38-42мкм
MPB-FP-L-40	40°	38-42мкм
MPB-FP-L-45	45°	38-42мкм


MBB-FP-L



- со скошенным и полированным кончиком

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр
MPB-BP-L-0	0°	38-42мкм
MPB-BP-L-15	15°	38-42мкм
MPB-BP-L-20	20°	38-42мкм
MPB-BP-L-25	25°	38-42мкм
MPB-BP-L-30	30°	38-42мкм
MPB-BP-L-35	35°	38-42мкм
MPB-BP-L-40	40°	38-42мкм
MPB-BP-L-45	45°	38-42мкм

MBB-BP-L



Микропипетки для биопсии трофэктодермы

Микропипетки используются для биопсии трофэктодермы для проведения преимплантационной генетической диагностики. Имеют ровный кончик и плечо стандартной длины 0,5 мм. Предлагается два стандартных размера.


Каталожный номер	Внутренний диаметр
MBBC001-(угол наклона)	25мкм
MBBC018-(угол наклона)	20мкм



Микропипетки для химического хэтчинга

Микропипетки для вспомогательного хэтчинга применяются для создания отверстия в зоне пеллюцида с помощью кислого раствора Тироде. Микропипетки имеют тупой, слегка отполированный кончик. Предлагается два размера внутреннего диаметра.


МАН-SM



МАН-LG



Выбор угла наклона



15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°


Микропипетки для химического хэтчинга маленького размера (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр
МАН-SM-0	0°	8-10мкм
МАН-SM-15	15°	8-10мкм
МАН-SM-20	20°	8-10мкм
МАН-SM-25	25°	8-10мкм
МАН-SM-30	30°	8-10мкм
МАН-SM-35	35°	8-10мкм
МАН-SM-40	40°	8-10мкм
МАН-SM-45	45°	8-10мкм

Микропипетки для химического хэтчинга большого размера (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр
МАН-LG-0	0°	10-12мкм
МАН-LG-15	15°	10-12мкм
МАН-LG-20	20°	10-12мкм
МАН-LG-25	25°	10-12мкм
МАН-LG-30	30°	10-12мкм
МАН-LG-35	35°	10-12мкм
МАН-LG-40	40°	10-12мкм
МАН-LG-45	45°	10-12мкм

Длина микропипетки






Микропипетки PZD

Микропипетки PZD применяются для механического хэтчинга, имеют вытянутый длинный тонкий конусообразный кончик и большой выбор углов наклона.

Микропипетки PZD (по 10 шт. в упаковке)


Каталожный номер	Угол наклона
PZD-0	0°
PZD-15	15°
PZD-20	20°
PZD-25	25°
PZD-30	30°
PZD-35	35°
PZD-40	40°
PZD-45	45°

Выбор угла наклона



15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°

Длина микропипетки






Микропипетки для стволовых клеток

Микропипетки для стволовых клеток используются для инъекции эмбриональных стволовых клеток в бластоцисты.

- Являются исследовательским инструментом, могут быть заказаны нестерильными.
- Микропипетки имеют скошенный кончик и со спайком для более простого проникновения в бластоцисту.
- Пять стандартных внутренних диаметров.

Микропипетки для стволовых клеток диаметром 16 мкм (по 10 шт. в упаковке)

MSC-16




15-17 мкм
внут. д.

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Наличие спайка
MSC-16-0	0°	15-17мкм	да
MSC-16-15	15°	15-17мкм	да
MSC-16-20	20°	15-17мкм	да
MSC-16-25	25°	15-17мкм	да
MSC-16-30	30°	15-17мкм	да
MSC-16-35	35°	15-17мкм	да
MSC-16-40	40°	15-17мкм	да
MSC-16-45	45°	15-17мкм	да

Микропипетки для стволовых клеток диаметром 18 мкм (по 10 шт. в упаковке)


MSC-18




17-19 мкм
внут. д.

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Наличие спайка
MSC-18-0	0°	17-19мкм	да
MSC-18-15	15°	17-19мкм	да
MSC-18-20	20°	17-19мкм	да
MSC-18-25	25°	17-19мкм	да
MSC-18-30	30°	17-19мкм	да
MSC-18-35	35°	17-19мкм	да
MSC-18-40	40°	17-19мкм	да
MSC-18-45	45°	17-19мкм	да

Выбор угла наклона



Длина микропипетки



15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°




Микропипетки для стволовых клеток

Микропипетки для стволовых клеток диаметром 20 мкм (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Наличие спайка
MSC-20-0	0°	19-21мкм	да
MSC-20-15	15°	19-21мкм	да
MSC-20-20	20°	19-21мкм	да
MSC-20-25	25°	19-21мкм	да
MSC-20-30	30°	19-21мкм	да
MSC-20-35	35°	19-21мкм	да
MSC-20-40	40°	19-21мкм	да
MSC-20-45	45°	19-21мкм	да


MSC-20



Микропипетки для стволовых клеток диаметром 23 мкм (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Наличие спайка
MSC-23-0	0°	22-24мкм	да
MSC-23-15	15°	22-24мкм	да
MSC-23-20	20°	22-24мкм	да
MSC-23-25	25°	22-24мкм	да
MSC-23-30	30°	22-24мкм	да
MSC-23-35	35°	22-24мкм	да
MSC-23-40	40°	22-24мкм	да
MSC-23-45	45°	22-24мкм	да


MSC-23



Микропипетки для стволовых клеток диаметром 25 мкм (по 10 шт. в упаковке)

Каталожный номер	Угол наклона	Внутренний диаметр	Наличие спайка
MSC-25-0	0°	24-26мкм	да
MSC-25-15	15°	24-26мкм	да
MSC-25-20	20°	24-26мкм	да
MSC-25-25	25°	24-26мкм	да
MSC-25-30	30°	24-26мкм	да
MSC-25-35	35°	24-26мкм	да
MSC-25-40	40°	24-26мкм	да
MSC-25-45	45°	24-26мкм	да

MSC-25





Микропипетки для денудации

Микропипетки для манипуляций с ооцитами, эмбрионами и бластоцистами

Микропипетки используются для удаления кумулюсного комплекса, окружающего ооцит, работы с ооцитами, эмбрионами и бластоцистами.

- Доступно большое количество размеров.
- Сделаны из стекла, внешний диаметр составляет 1,5 мм.
- Силиконовые груши поставляются вместе с пипетками.
- Отдельно продается легкая эргономичная ручка.




Микропипетки для денудации

- прямые, с тупым кончиком

Каталожный номер	Внутренний диаметр
------------------	--------------------

MDP-120-0	120 мкм +/- 5 мкм
MDP-130-0	130 мкм +/- 5 мкм
MDP-135-0	135 мкм +/- 5 мкм
MDP-140-0	140 мкм +/- 5 мкм
MDP-150-0	150 мкм +/- 5 мкм
MDP-160-0	160 мкм +/- 5 мкм
MDP-170-0	170 мкм +/- 5 мкм
MDP-175-0	175 мкм +/- 5 мкм
MDP-190-0	190 мкм +/- 5 мкм
MDP-250-0	250 мкм +/- 5 мкм




Пастеровские пипетки

Пастеровские пипетки разработаны для использования в лабораториях ВРТ и имеют множество вариантов применения.

- Изготовлены из боросиликатного стекла.
- Имеют два стандартных варианта длины.
- Могут быть с хлопковой пробкой и без неё.
- Стерилизация сухим жаром.
- Безопасность использования подтверждена результатами МЕА-тестов и LAL-тестов.
- Удобная компактная упаковка позволяет специалисту с легкостью вскрыть один из пакетов с пипетками, не нарушая целостность и стерильность остальных.

Каталожный номер	Описание
PP-5.75-90	Коробка 90 шт.(30 упаковок по 3 пипетки), длина 5.75" (14.6 см)
PP-9-90	Коробка 90 шт.(30 упаковок по 3 пипетки), длина 9" (22.9 см)
PP-5.75-1000	Коробка 1000 шт.(20 лотков по 50 пипеток), длина 5.75" (14.6 см)
PP-9-1000	Коробка 1000 шт.(20 лотков по 50 пипеток), длина 9" (22.9 см)
PP-5.75-90PL	Коробка 90 шт. (30 упаковок по 3 пипетки), длина 5.75" (14.6 см), хлопковая пробка
PP-9-90PL	Коробка 90 шт.(30 упаковок по 3 пипетки), длина 9" (22.9 см), хлопковая пробка
PP-5.75-1000PL	Коробка 1000 шт.(20 лотков по 50 пипеток), длина 5.75" (14.6 см), хлопковая пробка
PP-9-1000PL	Коробка 1000 шт.(20 лотков по 50 пипеток), длина 9" (22.9 см), хлопковая пробка





origio

a CooperSurgical Company

ООО «ОРИДЖИО» является эксклюзивным дистрибьютором культуральных сред MediCult, SAGE, микроинструментов Huma-gen, продукции MidAtlantic, а также настольного инкубатора Planer (GDBT37-01-ORIGIO) и лабораторного оборудования для ЭКО на территории России. Компания проводит консультационную поддержку эмбриологов, участвует в организации образовательных курсов и семинаров в России и за рубежом, обеспечивает комплексное оснащение лабораторий ЭКО и поддержку научных исследований.

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по адресу:
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.40/4, лит.А, БЦ Технополис
Тел.: +7 (812) 318-02-90
info-ru@origio.com
www.origio.ru